



RAMPART IC

M1128



M1128[®]-RTV

دليل مستخدم حاجز الإشعاع

- جهاز M1128 المستقل
- M1128 + M1128-RAK
- M1128 + M1128-RAK + M1128-CMA


يتضمن دليل المستخدم هذا طريقة تجميع وتعليمات لاستخدام جهاز M1128 "المستقل" بدون مجموعة الملحقات، يتم شراء جهاز M1128 مع مجموعة ملحقات M1128-RAK ويتم شراء جهاز M1128 مع مجموعة ملحقات M1128-CMA.



جهاز M1128 المستقل



M1128 + M1128-RAK



M1128 + M1128-RAK + M1128-CMA

يجب تخزين هذه الوثيقة مع أو بداخل مكان بجوار حاجز الأشعة M1128 مباشرةً والفريق الطبي الذي يستخدم الوحدة.

Rampart®، M1128®، وShed the Lead®، وFight the Good Fight® هي علامات تجارية Rampart® L.

الإشعاعي M1128 محمي في الولايات المتحدة بموجب براءات الاختراع الأمريكية رقم 11207.039 و 11660.056. براءات الاختراع معلقة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

غير مسموح بإعادة نشر أو نسخ أو ترجمة محتويات هذا المنشور كلياً أو جزئياً بدون موافقة مسبقة من Rampart®.

تحتفظ Rampart® بحق تغيير تصميم المعدة والتكنولوجيا في أي وقت من الأوقات وفقاً لتطور المنتج المستمر.

تحتفظ Rampart® صراحةً بكل الحقوق بموجب قوانين حقوق النشر.

المُصنَّع مسؤول فقط عن خواص السلامة الفنية لهذا الجهاز في حالة قيام Rampart® أو من ينوب عن Rampart® بعمل صيانة أو إصلاحات أو تعديلات لهذا الجهاز في حدود المتطلبات القانونية.

جهاز حاجز الإشعاع Rampart® M1128 متوفر في الخيارات التالية:

- نسخة الجدول الصحيح المحمول (M1128-RTV)

المُصنَّع

Rampart®
Birmingham, Alabama USA
الهاتف: (205) 236-3000

الموقع الإلكتروني: www.RampartIC.com

البريد الإلكتروني: info@RampartIC.com

الدعم الفني المباشر

الدعم الفني المباشر متوفر على رقم 978-0052 (833) في الساعات ما بين 7ص و6م بالتوقيت المعياري المركزي (CST)، من الاثنين إلى الجمعة سيتم الرجوع للمكالمات الهاتفية المستلمة خارج أوقات العمل بأسرع ما يمكن.

التدريب

مقاطع الفيديو التدريبية ونسخة PDF لدليل المستخدم متوفرة على موقع www.RampartIC.com/training.

المحتويات

3	المصنِّع
3	الدعم الفني المباشر
3	التدريب
7	نظرة عامة
7	الاستخدام المُراد
8	السلامة والمسؤولية
8	السلامة والرموز العامة
11	تفسير الرموز
11	ثلاث نظرات عامة
12	نظرة عامة على نظام M1128 المستقل
14	نظرة عامة على نظام M1128 + M1128-RAK
16	نظرة عامة على نظام M1128 + M1128-RAK + M1128-CMA
18	الخصائص الرئيسية
18	المواصفات الفنية
18	مزود الطاقة
19	الأبعاد
19	بيئة التشغيل
19	الوزن
19	فترة حماية الملكية الفكرية
20	معدة خفض M1128 الاختيارية
20	البطاقة التعريفية
21	تجميع M1128
22	قم أولاً بتجميع إطار M1128 الأساسي
22	ما يخرج من الصندوق
23	تجميع أرجل القاعدة
23	تثبيت السارية على مجسم أرجل القاعدة
24	ثبت لوحات الأكلريك على السارية التليسكوبية
26	إكمال تجميع M1128 المستقل
27	إكمال تجميع M1128 + M1128-RAK
27	ثبت الأقواس على اللوحة الإشعاعية
28	تثبيت الرف الإشعاعي
28	ثبت الستارة الإشعاعية
29	ثبت الأقواس على لوحة الطرف السفلي
30	ثبت المقود
31	ثبت ستارة الطرف السفلي
32	أكمل تجميع M1128 + M1128-RAK + M1128-CMA
32	ثبت مقود وقوس إلغاء الرف الإشعاعي والأقواس أ وب داخل اللوحة الإشعاعية
33	ثبت الستارة الإشعاعية
34	ثبت الأقواس على لوحة الطرف السفلي
35	ثبت المقود
36	ثبت ستارة الطرف السفلي
37	ثبت مجموعة ملحقات السارية المركزية
38	فحص الجودة
39	وضع النقل
40	للانتقال إلى وضع النقل
43	الشحن
43	مؤشر لمبة الليد - حالة البطارية

44	تعليمات الاستخدام.....
44	الفئة المستهدفة.....
44	مجموعات المرضى المقصودة.....
44	موانع وتحذيرات وتنبهات.....
46	إعدادات نموذجية.....
47	وحدة التحكم اليدوية.....
47	إعادة ضبط وحدة تحكم الهاتف.....
48	استخدام M1128.....
52	خطوات تطبيق الستارة M1128
53	الصيانة.....
53	التنظيف.....
54	التنظيف.....
54	التعقيم.....
55	التخزين.....
55	الرقابة الوقائية.....
56	قطع الغيار والملحقات.....
56	مقترحات.....
56	أرجل قابلة للتعديل.....
56	حماية ما تحت وما فوق الجسم السفلي للطاولة.....
57	وضع النقل.....
57	ضمان محدود.....
57	التخلص من النفايات.....

نظرة عامة

مبروك شراؤك حاجز الإشعاع!® M1128 Rampart على حسب تاريخ الشراء أو ما اخترت أن يُشتمل في شراؤك، قد تكون استلمت M1128 مع تحسينات مجموعة الملحقات. برجاء قراءة الجدول أدناه لتحديد M1128 واتبع أسلوب التجميع الصحيح واستخدم التعليمات الموجودة في هذا الدليل. **برجاء ملاحظة أن مجموعة الملحقات المُضافة لتعزيز جهاز M1128 والموضحة أدناه متوفرة للشراء لتعديل جهاز * M1128 الخاص بك بالكامل.**

الوصف	M1128 وخيارات مجموعة الملحقات
هذا هو النموذج الأصلي من جهاز M1128 مع كل المكونات الصلبة المعزولة بالرصاص بدون مجموعة الملحقات	جهاز M1128 "المستقل"
في بداية عام 2021، بدأنا تقديم خيار التحسين لإحلال لوحة الإسقاط الجانبية الصلبة ورف الطرف السفلي بـ M1128-RAK ، وهي مجموعة ملحقات واقية من الإشعاع غير صلبة تسمح بتكيف وقائي أكبر في مختبر القسطرة.	M1128 مع - M1128-RAK*
في نهاية عام 2021، قدمنا تحسيناً آخر إضافياً لإكمال تحديث M1128-RAK* : لجهاز M1128 مجموعة ملحقات سارية مركزية مفصلية اختيارية (M1128-CMA*) والتي تزيد من المجال والتكيف الوقائي.	M1128 مع - M1128-RAK* & M1128-CMA*

تتأكد Rampart من أن فريقك مجهز بأحدث حماية إشعاعية على أحدث طراز ويتمتع بحرية الحركة أثناء الإجراءات الفلوروسكوبية مما يسمح لك أن تكون في الصدارة® **SHED THE LEAD** بمصاحبة الدواعم الرصاص لتحارب الحرب الراحبة® **FIGHT THE GOOD FIGHT** في مختبر القسطرة.

يقدم دليل المستخدم إرشاداً للتثبيت والاستخدام السليم لجهاز M1128 Rampart^{IC} ولتدريب طاقم العمل. برجاء قراءة هذه الوثيقة كلها وعبارات التحذير المحددة والملخصة تحت العنوان **السلامة والرموز العامة (انظر صفحة 8)**، قبل الاستخدام.

لتقليل خطر إصابة المستخدمين والمرضى يجب أن يقرأ المستخدم ويفهم دليل المستخدم ويتدرب قبل استخدام جهاز M1128.



تحذيراً

ملحوظة: مقاطع الفيديو التدريبية ونسخة PDF من دليل المستخدم متوفرة www.RampartIC.com/training متوفر نسخ ورقية مجانية من دليل المستخدم عند الطلب.

الاستخدام الفراد

جهاز Rampart^{IC} M1128 (بما في ذلك مجموعة الملحقات) هو حاجز إشعاع وقائي يهدف إلى حماية المستخدمين من التعرض للأشعة أثناء الإجراءات الفلوروسكوبية الطبية، . هناك ستائر طبية معقمة تُستخدم لمرة واحدة موضوعة فوق كل لوحة شخصية ملحق بها مجموعة الستارة للحفاظ على بيئة التعقيم.

السلامة والمسؤولية

لا تتحمل Rampart^{IC} أية مسؤولية عن التشغيل الآمن والمسؤول لنظام حماية الإشعاع M1128 عندما:

- لا يتم عمل التثبيت والتعديلات والإصلاحات من قبل فني Rampart^{IC} أو أشخاص مخولين من Rampart^{IC}.
- عدم استخدام قطع الغيار المصرح بها من Rampart^{IC}.
- عدم استخدام ملحقات ووقاية التعقيم المصرح بها من Rampart^{IC}.
- عدم تثبيت أو وضع M1128 بحسب الإجراءات ووفقًا للخطوات المنصوص عليها في دليل المستخدم.
- عدم تحريك M1128 وفقًا للخطوات المذكورة في دليل المستخدم.
- عدم تحريك أو نقل M1128 لموقع آخر بدون التحريك السليم للحاويات وبدون وجود الفني المصرح به من Rampart^{IC}.
- استخدام M1128 بأسلوب غير الاستخدام المراد منه على النحو الموضح أعلاه.

ملحوظة للمستخدمين: يتعين إبلاغ الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة والتي يثبت فيها المستخدم و/أو المريض وقوع أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز.

السلامة والرموز العامة

برجاء مراعاة الانتباه لمعلومات السلامة الموضوع عليها الكلمات الدالة أو الرموز تحذير أو الحذر أو الانتباه.

تشير هذه العلامة إلى موقف خطر محتمل قد تنتج عنه إصابة خطيرة أو وفاة للمريض أو المشغل أو/و تلف في المعدة أو المنشأة.

- لتقليل خطر إصابة المستخدم أو المريض يجب على المستخدم قراءة وفهم دليل المستخدم والتدريب عليه قبل استخدام M1128.
- يجب أداء الإصلاحات من طاقم العمل المصرح به من Rampart^{IC}.
- قبل النقل يجب وضع جهاز M1128 Rampart^{IC} في وضع النقل.
- (ص 39) وفصله عن الكهرباء.
- لا يجب تغيير وزن ألواح الجهاز والستائر الملحقة به بأي شكل من الأشكال.
- وحدة القاعدة والأرجل لا يجب أن تتغير بأية طريقة ويجب استخدامها فقط وفقًا لما ينص عليه دليل المستخدم.
- يمكن ضبط اللوحات والستائر أعلى وأسفل باستخدام تحكّم المقبض اليدوي.
- عند ضبط وضعية الجهاز، يجب مراقبة الألواح والستائر بدقة لتجنب تعرض الأشخاص أو المبنى للتلوث.



تحذير!



تحذير:

المغناطيس الأرضي
الناذر

أبقي المغناطيس الأرضي النادر بعيدًا عن أي شخص بمحدد خطوة وبعيدًا عن الوسائط المغناطيسية. تخلص من المغناطيس الأرضي النادر وفقًا للقوانين المحلية والفيدرالية.



تحذير:
غير آمن للرنين
المغناطيسي

نظام M1128 غير آمن للرنين المغناطيسي ولا يجب إدخاله في غرف المسح بالرنين المغناطيسي.

- الإعداد أثناء الاستخدام: لوحات M1128 والستائر الملحقة به يمكن وضعها بأمان في أية زاوية أثناء الاستخدام طالما أن هناك رجلاً موضوعة في الاتجاه العكس لكل لوحة وستارة لتوزيع الوزن بشكل سليم ولثبات الجهاز ومنع الجهاز من الحركة.
- الإعداد أثناء النقل: لتحريك M1128 لموقع آخر يجب وضعه في وضع النقل (ص 39). يجب إنزال السارية أولاً في أدنى وضع ويجب ثني اللوحات والستائر الملحقة معاً وإغلاقها للأمام في اتجاه الحركة، ثم يجب ضبط وضعية الأرجل الأربعة في وضع النقل وإغلاقها بأقفال الأرجل ويجب تغطية الأرجل بأحذية النقل لمنع تغير زاويتها أثناء النقل. ثم يجب ضبط وضعية الأرجل الأربعة في وضع النقل وإغلاقها بأقفال الأرجل ويجب تغطية الأرجل بأحذية النقل لمنع تغير زاويتها أثناء النقل. يجب على الشخص الذي يحرك الجهاز أن يسير برفق بجانب الجهاز من الجانب الموجود فيه شعار Rampart^C لدفع وتوجيه الجهاز أثناء النقل. عندما يكون الجهاز في وضع النقل ويتحرك بصورة صحيحة يكون ضيقاً بما يكفي للدخول عبر ممرات السير المعيارية.



تحذير:
خطر أثناء الإثنتاء

- الفشل في ضبط اللوحات الأكبر المعادلة للرصاص في جهاز M1128 والستائر الملحقة في الارتفاع والوضع السليمين قد يتسبب في التعرض للإشعاع. والجهاز مُصمم ليستخدم مع حماية الجسم السفلي تحت وفوق الطاولة.
- وفقاً لوثيقة رأي الخبراء عن الاستخدام الأمثل للإشعاع الأيوني للتصوير القلبي¹، يتم تحقيق حماية سليمة من الإشعاع عندما توضع معادلة الرصاص بحد أدنى بارتفاع 0.5 مم بين مصدر الأشعة وبين الطاقم الطبي. عندما يُستخدم بشكل صحيح فإنه يوفر مستوى حماية بنسبة 1 مم من معادلة الرصاص ونسبة 0.5 مم من الستائر ضد التعرض للإشعاع.
- يجب التعامل مع اللوحات والستائر المرفقة بعناية حتى لا تلف بسبب الاتصال بأشياء أخرى. لو تلفت اللوحات أو الستائر، يجب وفقاً لقسم الصيانة في صفحة 53 من دليل المستخدم هذا.



تحذير: التعرض
للإشعاع

عند القيام بضبط نهائي للوحات والستائر وأثناء وجود المريض في وضع أخذ الأشعة، راقب دائماً الحافة السفلية من اللوحة والستارة من حيث وجود المريض للوقاية من الإصابة. حافظ دائماً على رؤية اللوحات والستائر والمعدات الأخرى من حيث اتصالها بالمريض أثناء تعديل وضعها.



احذر:
نقطة دق

- جهاز M1128 ثقيل ويجب توخي الحذر عند التعامل معه.
- الفشل في الحفاظ على التحكم في الجهاز أثناء تحريكه قد يؤدي إلى إصابة الأشخاص وتلف الممتلكات.
- يجب أن يتم تدريب طاقم العمل الذي يعمل مع أنظمة M1128 بصورة سليمة.
- يجب أن يتم تجميع جهاز M1128 أو عمل إصلاحات أو صيانة له من قبل طاقم عمل Rampart^C أو من يُصرح لهم بذلك من قبل Rampart^C. يجب أن يكون هناك شخص واحد آخر على الأقل موجوداً لتقديم المساعدة في التجميع المبدئي بسبب حجم ووزن مكونات جهاز M1128.



احذر:
خطر الإصابة بمعدة
ثقيلة

J. W. Hirshfeld and V. A. Ferrari, "2018 ACC/HRS/NASCI/SCAI/SCCT 1 الأيوني للتصوير القلبي: أفضل ممارسات السلامة والفعالية"، 2018، <http://www.onlinejacc.org/content/early/2018/04/30/jacc.2018.02.016> (تم التوصل إليها في أغسطس 10، 2019).

ستتلف لوحات وملحقات ستائر M1128 بصورة دائمة لو تم تنظيفها بمنظفات كاشطة. **عند تنظيف الألواح الألكيريك وملحقات الستائر، لا تستخدم معدات التنظيف التالية:**

- المناديل الكحولية المناشف المطهرة² Spordicidan الإسفنجات الخشنة أو ذات الوجه الكاشط، الفرش، وسادات التنظيف، الكواشط، أو معدات معدنية، أو الفوط الورقية أو قطع القماش الكتان
- المنظفات أو الكواشط القوية مثل مساحيق التنظيف
- منظفات الأيروسول مع محلول البوتيل³
- المذيبات الهيدروكربونية أو المكورة أو الأمونيا (أكثر من 0.5%) أو المنظفات القلوية القوية
- المنظفات المصممة لتنظيف الشحم
- الماء أو البخار الساخن بشدة

احذرا
(بدون رمز
إنذار السلامة)

يشير إلى موقف خطر محتمل قد ينتج عنه خطر صغير أو معتدل لإصابة المريض أو المشغل أو تلف المعدة أو الممتلكات.

- يجب ملء بطارية M1128 بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 12 شهرا.
- يجب شحن M1128 على الأقل لمدة 10 ساعات للشحن الكامل. رجاء انظر الشحن في صفحة 43
- إغلاق العجلات أثناء عمل إجراء قد يتسبب في تلف M1128 أو يتداخل مع الاستخدام السليم له.
- عند تنظيف اللوحات الألكيريك أو الستائر لا تستخدم أبداً إسفنجات كاشطة أو حادة أو الصوف الحاد أو الفرش أو وسادات التنظيف.
- عند تنظيف أي مكون من جهاز M1128 لا تستخدم أبداً الكواشط أو أي أدوات معدنية من أي نوع.
- قد تحدث عملية سحب محتملة أثناء تحريك ستائر الحاجز الإشعاعي عند اتخاذ أي إجراء. تأكد من أن قلابات الستائر موضوعة بشكل مسطح على بطن المريض في اتجاه رأس المريض للسماح بأفضل وضع للرؤية وتدخل لنقاط الوصول.









احذرا!

- ضع وحدات التحكم وأرجل M1128 في موضع مريح وآمن حتى لا تتسبب تعثر الطبيب أو الفريق الطبي في المختبر.
- انتبه دائماً لوضعية أرجل M1128 والعجلات لتجنب التعثر عند التحرك حول الجهاز.
- الإعداد أثناء النقل: لتجنب خطر التعثر، يجب وضع جهاز M1128 في وضع النقل/ص 39. يجب إنزال السارية أولاً في أدنى وضع ويجب نفي اللوحات والستائر الملحقة معها وإغلاقها للأمام في اتجاه الحركة، ثم يجب ضبط وضعية الأرجل الأربعة في وضع النقل وإغلاقها بأقفال الأرجل ويجب تغطية الأرجل بأحذية النقل لمنع تغير زاويتها أثناء النقل. ثم يجب ضبط وضعية الأرجل الأربعة في وضع النقل وإغلاقها بأقفال الأرجل ويجب تغطية الأرجل بأحذية النقل لمنع تغير زاويتها أثناء النقل. عندما يكون الجهاز في وضع النقل ويتحرك بصورة صحيحة يكون ضيقاً بما يكفي للدخول عبر ممرات السير المعيارية. يجب على الشخص الذي يحرك الجهاز أن يسير برفق بجانب الجهاز من الجانب الموجود فيه شعار Rampart^{IC} لدفع وتوجيه الجهاز أثناء النقل.



احذر:
خطر التعثر

تفسير الرموز


	رقم المرجع		يستخدم بواسطة
	الرقم التسلسلي		ابقه جافا
	الكمية		تعليمات الاستخدام موجودة في www.RampartIC.com
	رقم الدفعة		يتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي المعمول بها
	الصانع		يستخدم لـ مستخدمو الوصفات الطبية أو ممارسي الرعاية الصحية المرخص فقط
	تاريخ تصنيعها		وضع العبور
	لا تقم بإعادة التعقيم		رقم الساق (1-4)
	لا تستخدمه في حالة تلف العبوة		جهاز طبي
	لا تقم بإعادة الاستخدام		الممثل الأوروبي المعتمد
	تعقيم باستخدام أكسيد الإيثيلين		فتح / قفل
	مؤشر زاوية الساق 1 (العبور إلى 45 درجة)		مؤشر زاوية الساق 2 العبور من 45 درجة إلى 90 (درجة)
	مؤشر زاوية الساق 3 (العبور إلى 45 درجة)		مؤشر زاوية الساق 4 (العبور إلى 45 درجة)

ثلاث نظرات عامة

حاجز إشعاع Rampart M1128 متوفر للشراء بشكل مستقل أو مع مجموعة الملحقات الاختيارية. ثلاث نظرات عامة ستخوض في أكثر سيناريوهات الشراء شيوعاً والمكونات المتضمنة في كل منها.

1. **النظرة عامة على نظام M1128 المستقل في صفحة 12** تصف جهاز M1128 الأصلي بكل المحتويات الصلبة المغطاة بالرصاصة بما في ذلك الرف الإشعاعي الأصلي، واللوحه الساقطة الصلبة الجانبية ورف الطرف السفلي.
2. **النظرة عامة على نظام M1128-RAK + M1128 في صفحة 14** تصف جهاز M1128 المشتري مع مجموعة ملحقات M1228-RAK ويتضمن ستارتين ناعمتين لحجب الإشعاع و مقبض يدوي للطرف السفلي لتغيير لوحة الإسقاط الجانبية ورف الطرف السفلي.
3. **النظرة عامة على نظام M1128-CMA + M1128-RAK + M1128 في صفحة 16** تصف M1128 المشتري مع مجموعة ملحقات M1128-RAK و M1128CMA. ويتضمن ستارتين حجب إشعاع ناعمتين ومقبض يدوي لإحلال لوحة الإسقاط الجانبية والطرف السفلي. يتضمن M1128-CMA سارية مركزية ويد إلغاء الرف الإشعاعي وقوس لتغيير الرف الإشعاعي.


نظرة عامة على نظام M1128 المستقل




نظرة عامة على نظام M1128 المستقل

1	السارية التلسكوبية: هذه السارية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ هي العمود الفقري لجهاز M1128 وتدعم ضبط الارتفاع والوزن لجميع اللوحات والستائر الملحقة من خلال وحدات التحكم اليدوية. إجمالي ارتفاع الجهاز يمكن تعديله فيما بين 65.5 بوصة (1664 مم) طول عند نزول السارية للنهاية وحتى 95 بوصة (2414 مم) طول عند مد السارية للنهاية.
2	وحدة التحكم اليدوية: تتحكم في الحركة الفورية لأعلى وأسفل الخاصة باللوحة والستائر الملحقة بالسارية: <ul style="list-style-type: none"> • الأزرار بالأعلى - ترفع وتخفف لوحات الطرف السفلى واللوحة الإشعاعية على الفور. • الأزرار بالأسفل - ترفع وتخفف لوحة الطرف السفلى المتصلة بالسارية.
3	أقواس تُوضع فوق اللوحة: أقواس بلاستيكية متينة لها أشكال متعددة تُستخدم في M1128 لتجميع اللوحات والرفوف والستائر والمعقود.
4	أقفال السارية: قفلان موجودان بطول السارية يمكن غلقهما لإبقاء اللوحات والستائر الملحقة في الاتجاه المرغوب ولمنع تغيير وضع الجهاز أثناء النقل. يجب إغلاق كلا القفلين عند تعديل زاوية اللوحات والستائر.
5	اللوحة الإشعاعية: لوحة أكبريك قابلة للتعديل بذراع نصف دائرة وحماية معادلة للرصاص 1 مم. وهي واحدة من لوحتي حاجز للإشعاع الكبيرتين الرئيسيتين الموصلتين بموتور للحركة من خلال توصيلها بالسارية.
7	رف الإشعاع: رف بواق معادل للرصاص 0.5 مم يتصل باللوحة الإشعاعية. هذا الجزء موجود فقط عند عدم شراء ملحقات CMA (M1128-CMA) مع جهاز M1128.
8	لوحة الطرف السفلى: لوحة أكبريك قابلة للتعديل بواق معادل للرصاص 1 مم. وهي واحدة من لوحتي حاجز للإشعاع الكبيرتين الرئيسيتين الموصلتين بموتور للحركة من خلال توصيلها بالسارية. وفقًا لطلب شراك قد تحتوي هذه اللوحة على رف ووصلة لوحة ساقطة أو وصلة مقود وستارة.
10	رف الطرف السفلى: رف بواق معادل للرصاص 0.5 مم يتصل بلوحة الطرف السفلى. هذا الجزء موجود فقط عند عدم شراء ملحقات CMA (M1128-RAK) مع جهاز M1128.
11	لوحة الإسقاط الجانبية: لوحة مستطيلة صلبة تتصل بقاعدة رف الطرف السفلى. تتضمن وقتًا 1 مم معادلًا للرصاص وهي موجودة فقط عند عدم شراء الملحقات غير الصلبة للحاجز الإشعاعي (M1128-RAK) مع جهاز M1128.
13	كتلة القاعدة: قاعدة M1128 بأربعة أرجل قابلة للتعديل. يتم توصيل البطارية القابلة للشحن وسلك الشحن ورجل الامتداد القابلة للنشر بالجانب السفلى ويتم توصيل السارية التلسكوبية من أعلى.
14	البطارية القابلة للشحن: البطارية القابلة للشحن تتصل بكتلة القاعدة للعمليات المتنقلة. تحتاج 10 ساعات كحد أدنى لشحنها بالكامل ويمكن إبقاؤها في الشحن عند عدم الاستخدام بدون حدوث تلف للبطارية. يجب شحن البطارية مرة كل 12 شهرًا.
15	وحدة التحكم: صندوق تحكم موجود أسفل قاعدة M1128 ويتلقى مدخلات من وحدة التحكم اليدوية لرفع أو خفض اللوحات والستائر المتصلة بالسارية.
16	أرجل القاعدة: توضع أرجل القاعدة فوق قاعدة M1128 وهي قابلة للتعديل بحسب إعدادات المستخدم المتنوعة ويمكن طيها للداخل لإفساح مجال للقدم وضع النقل (ص39) أو التخزين (ص55).
17	عجلات قابلة للقفول: عجلات من الدرجة الصناعية تلف بسلسلة متصلة بكل رجل لجهاز M1128 تسمح بإعداد سلس لأرجل القاعدة ونقل الجهاز ويمكن قفلها.
18	قفل الرجل: هناك أربعة أقفال للرجل، قفل لكل رجل. افتح قفل الرجل الفردي لكل رجل لتغيير وضع الرجل. اغلقها لمنع الأرجل من تغيير اتجاهها.
19	رجل قابلة للامتداد: هذه الرجل الفولاذية المتصلة بالجانب السفلى من قاعدة M1128 تمثل حماية ضد الإنزال عند وضع النقل (ص39) وأثناء الإجراءات الفلوروسكوبية.
20	منفذ الشحن: يصل البطارية القابلة للشحن ووحدة التحكم الموجودة أسفل قاعدة السارية بمخرج الكهرباء الجداري.

نظرة عامة على نظام M1128 + M1128-RAK




ملحوظة: المكونات المظللة بالأخضر
من مجموعة ملحقات حاجز الإشعاع المرنة
(M1128-RAK) وتُطلب مع M1128.
تحل هذه الأجزاء محل رف الطرف السفلي
ولوحة الإسقاط الجانبية الصلبة.



نظرة عامة على نظام M1128 + M1128-RAK

1	السارية التلسكوبية: هذه السارية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ هي العمود الفقري لجهاز M1128 وتدعم ضبط الارتفاع والوزن لجميع اللوحات والستائر الملحقة من خلال وحدات التحكم اليدوية. إجمالي ارتفاع الجهاز يمكن تعديله فيما بين 65.5 بوصة (1664 مم) طول عند نزول السارية للنهاية وحتى 95 بوصة (2414 مم) طول عند مد السارية للنهاية.
2	وحدة التحكم اليدوية: تتحكم في الحركة الفورية لأعلى وأسفل الخاصة باللوحات والستائر الملحقة بالسارية: <ul style="list-style-type: none"> • الأزرار بالأعلى - ترفع وتخفف لوحات الطرف السفلي واللوحات الإشعاعية على الفور. • الأزرار بالأسفل - ترفع وتخفف لوحة الطرف السفلي المتصلة بالسارية.
3	أقواس تُوضع فوق اللوحة: أقواس بلاستيكية متينة لها أشكال متعددة تُستخدم في M1128 لتجميع اللوحات والرفوف والستائر والمقود.
4	أقفال السارية: قفلان موجودان بطول السارية يمكن غلقهما لإبقاء اللوحات والستائر الملحقة في الاتجاه المرغوب ولمنع تغيير وضع الجهاز أثناء النقل. يجب إغلاق كلا القفلين عند تعديل زاوية اللوحات والستائر.
5	اللوحة الإشعاعية: لوحة أكبريك قابلة للتعديل بذراع نصف دائرة وحماية معادلة للرصاص 1 مم. وهي واحدة من لوحتي حاجز للإشعاع الكبيرتين الرئيسيتين الموصلتين بموتور للحركة من خلال توصيلها بالسارية.
6	الستارة الإشعاعية: ستارة مرنة بواقٍ معادل للرصاص 0.5 مم تتصل باللوحة الإشعاعية وتوفر حماية مرنة وقابلة للتشكيل من الإشعاع من خلال الإمتثال لجسم المريض. هذا الجزء موجود فقط عند شراء M1128 مع مجموعة الملحقات المرنة للحاجز الإشعاعي (M1128-RAK).
7	الرف الإشعاعي: رف بواقٍ معادل للرصاص 0.5 مم يتصل باللوحة الإشعاعية.
8	لوحة الطرف السفلي: لوحة أكبريك قابلة للتعديل بواقٍ معادل للرصاص 1 مم. وهي واحدة من لوحتي حاجز للإشعاع الكبيرتين الرئيسيتين الموصلتين بموتور للحركة من خلال توصيلها بالسارية. وفقًا لطلب شراكت قد تحتوي هذه اللوحة على رف ووصلة لوحة ساقطة أو وصلة مقود وستارة.
9	ستارة الطرف السفلي: ستارة قابلة للتعديل بواقٍ معادل للرصاص 0.5 مم يتصل بلوحة الطرف السفلي. هذا الجزء موجود فقط عند شراء M1128 مع مجموعة الملحقات المرنة للحاجز الإشعاعي (M1128-RAK).
12	المقود: مقود متصل بلوحة الطرف السفلي يساعد في تثبيت وضع جهاز M1128. هذا الجزء موجود فقط عند شراء M1128 مع مجموعة الملحقات المرنة للحاجز الإشعاعي (M1128-RAK).
13	كتلة القاعدة: قاعدة M1128 بأربعة أرجل قابلة للتعديل. يتم توصيل البطارية القابلة للشحن وسلك الشحن ورجل الامتداد القابلة للنشر بالجانب السفلي ويتم توصيل السارية التلسكوبية من أعلى.
14	البطارية القابلة للشحن: البطارية القابلة للشحن تتصل بكتلة القاعدة للعمليات المتنقلة. تحتاج 10 ساعات كحد أدنى لشحنها بالكامل ويمكن إبقاؤها في الشحن عند عدم الاستخدام بدون حدوث تلف للبطارية. يجب شحن البطارية مرة كل 12 شهرًا.
15	وحدة التحكم: صندوق تحكم موجود أسفل قاعدة M1128 ويتلقى مدخلات من وحدة التحكم اليدوية لرفع أو خفض اللوحات والستائر المتصلة بالسارية.
16	أرجل القاعدة: توضع أرجل القاعدة فوق قاعدة M1128 وهي قابلة للتعديل بحسب إعدادات المستخدم المتنوعة ويمكن طيها للداخل لإفراح مجال للقدم وضع النقل (ص 39) أو التخزين (ص 55).
17	عجلات قابلة للقفل: عجلات من الدرجة الصناعية تلف بسلاسة متصلة بكل رجل لجهاز M1128 تسمح بإعداد سلس لأرجل القاعدة ونقل الجهاز ويمكن قفلها.
18	قفل الرجل: هناك أربعة أقفال للأرجل، قفل لكل رجل. افتح قفل الرجل الفردي لكل رجل لتغيير وضع الرجل. اغلقها لمنع الأرجل من تغيير اتجاهها.
19	رجل قابلة للامتداد: هذه الرجل الفولاذية المتصلة بالجانب السفلي من قاعدة M1128 تمثل حماية ضد الإنزال عند وضع النقل (ص 39) وأثناء الإجراءات الفلوروسكوبية.
20	منفذ الشحن: يصل البطارية القابلة للشحن ووحدة التحكم الموجودة أسفل قاعدة السارية بمخرج الكهرباء الجداري.

نظرة عامة على نظام M1128 + M1128-RAK + M1128-CMA



ملحوظة: المكونات المظلمة بالأخضر من مجموعة ملحقات حاجز الإشعاع المرنة (M1128-RAK) وتُطلب مع M1128. تحل هذه الأجزاء محل رف الطرف السفلي ولوحة الإسقاط الجانبية الصلبة. **والمكونات الملونة بالأزرق** ملحقات السارية المركزية (M1128-CMA) التي تُطلب مع M1128. تحل هذه الأجزاء مكان الرف الإشعاعي.

نظرة عامة على نظام M1128 + M1128-RAK + M1128-CMA

1	السارية التلسكوبية: هذه السارية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ هي العمود الفقري لجهاز M1128 وتدعم ضبط الارتفاع والوزن لجميع اللوحات والستائر الملحقة من خلال وحدات التحكم اليدوية. إجمالي ارتفاع الجهاز يمكن تعديله فيما بين 65.5 بوصة (1664 مم) طول عند نزول السارية للنهائية وحتى 95 بوصة (2414 مم) طول عند مد السارية للنهائية.
2	وحدة التحكم اليدوية: تتحكم في الحركة الفورية لأعلى وأسفل الخاصة باللوحة والستائر الملحقة بالسارية: <ul style="list-style-type: none"> الأزرار بالأعلى - ترفع وتخفض لوحات الطرف السفلي واللوحة الإشعاعية على الفور. الأزرار بالأسفل - ترفع وتخفض لوحة الطرف السفلي المتصلة بالسارية.
3	أقواس تُوضع فوق اللوحة: أقواس بلاستيكية مثبتة لها أشكال متعددة تُستخدم في M1128 لتجميع اللوحات والرفوف والستائر والمقود.
4	أقفال السارية: قفلان موجودان بطول السارية يمكن غلقهما لإبقاء اللوحات والستائر الملحقة في الاتجاه المرغوب ولمنع تغيير وضع الجهاز أثناء النقل. يجب إغلاق كلا القفلين عند تعديل زاوية اللوحات والستائر.
5	اللوحة الإشعاعية: لوحة أكبريك قابلة للتعديل بذراع نصف دائرة وحماية معادلة للرصاص 1 مم. وهي واحدة من لوحتي حاجز للإشعاع الكيبرتين الرئيسيتين الموصلتين بموتور للحركة من خلال توصيلها بالسارية.
6	الستارة الإشعاعية: ستارة مرنة بواق معادل للرصاص 0.5 مم تتصل باللوحة الإشعاعية وتوفر حماية مرنة وقابلة للتشكيل من الإشعاع من خلال الامتثال لجسم المريض. هذا الجزء موجود فقط عند شراء M1128 مع مجموعة الملحقات المرنة للحاجز الإشعاعي (M1128-RAK).
7	مقبض وقوس إلغاء الرف الإشعاعي: مقبض وقوس ثابتان متصلان باللوحة الإشعاعية يحلان محل الرف الإشعاعي الأصلي. هذه الأطراف مصممة لتسهيل تغيير موضع جهاز M1128. يأتي مقبض إلغاء الرف الإشعاعي وقوس إلغاء الرف الإشعاعي عند شراء ملحقات تعزيز السارية المركزية الاختيارية لجهاز (M1128-CMA).
8	لوحة الطرف السفلي: لوحة أكبريك قابلة للتعديل بواق معادل للرصاص 1 مم. وهي واحدة من لوحتي حاجز للإشعاع الكيبرتين الرئيسيتين الموصلتين بموتور للحركة من خلال توصيلها بالسارية. وفقاً لطلب شرائك قد تحتوي هذه اللوحة على رف ووصلة لوحة ساقطة أو وصلة مقود وستارة.
9	ستارة الطرف السفلي: ستارة قابلة للتعديل بواق معادل للرصاص 0.5 مم يتصل بلوحة الطرف السفلي. هذا الجزء موجود فقط عند شراء M1128 مع مجموعة الملحقات المرنة للحاجز الإشعاعي (M1128-RAK).
12	المقود: مقود متصل بلوحة الطرف السفلي يساعد في تثبيت وضع جهاز M1128. هذا الجزء موجود فقط عند شراء M1128 مع مجموعة الملحقات المرنة للحاجز الإشعاعي (M1128-RAK).
13	كتلة القاعدة: قاعدة M1128 بأربعة أرجل قابلة للتعديل. يتم توصيل البطارية القابلة للشحن وسلك الشحن ورجل الامتداد القابلة للنشر بالجانب السفلي ويتم توصيل السارية التلسكوبية من أعلى.
14	البطارية القابلة للشحن: البطارية القابلة للشحن تتصل بكتلة القاعدة للعمليات المتنقلة. تحتاج 10 ساعات كحد أدنى لشحنها بالكامل ويمكن إبقاؤها في الشحن عند عدم الاستخدام بدون حدوث تلف للبطارية. يجب شحن البطارية مرة كل 12 شهراً.
15	وحدة التحكم: صندوق تحكم موجود أسفل قاعدة M1128 ويتلقى مدخلات من وحدة التحكم اليدوية لرفع أو خفض اللوحات والستائر المتصلة بالسارية.
16	أرجل القاعدة: توضع أرجل القاعدة فوق قاعدة M1128 وهي قابلة للتعديل بحسب إعدادات المستخدم المتنوعة ويمكن طيها للداخل لإفصاح مجال للقدم لوضع النقل. (ص 39) أو التخزين (ص 55).
17	عجلات قابلة للقفول: عجلات من الدرجة الصناعية تلف بسلاسة متصلة بكل رجل لجهاز M1128 تسمح بإعداد سلس لأرجل القاعدة ونقل الجهاز ويمكن قفلها.
18	قفل الرجل: هناك أربعة أقفال للأرجل، قفل لكل رجل. افتح قفل الرجل الفردي لكل رجل لتغيير وضع الرجل. اغلقها لمنع الأرجل من تغيير اتجاهها.
19	رجل قابلة للامتداد: هذه الرجل الفولاذية المتصلة بالجانب السفلي من قاعدة M1128 تمثل حماية ضد الإنزال عند وضع النقل. (ص 39) وأثناء الإجراءات الفلوروسكوبية.
20	منفذ الشحن: يصل البطارية القابلة للشحن ووحدة التحكم الموجودة أسفل قاعدة السارية بمخرج الكهرباء الجداري.
21	ملحق السارية المركزية: مجموعة CMA تتضمن واطي 1 مم مفصلي مرن معادل للرصاص ستارة CMA قادر على تعديل الارتفاع مع عصا إرشاد CMA ويتم قفله في مكانه باستخدام مقبض تحامل CMA وجميعها متصلة بلوحة الطرف السفلي من خلال قوس CMA الذي يشبه الصندوق الأبيض. يُستخدم حطاف الستارة الموجود أسفل ستارة CMA لفرد الستارة من أجل وضع النقل (ص 39) أو التخزين (ص 55).

الخصائص الرئيسية

- تدور اللوحات الأكليريك ذات الواقي المعادل للرصاص 1 مم بسلاسة حول السارية لتوفر حماية مخصصة لمعظم مواضع الاقتراب بما في ذلك للإشعاع الثنائي والفضذية الثنائية والدواسة الثنائية.
- اللوحات يمكن تعديلها بشكل أفقي لتتلاءم مع ارتفاع الطاولة وطول الطبيب من خلال استخدام مجموعة التحكم اليدوية.
- لو تم إصدار الأوامر يمكن أن تتماثل ستائر الحاجز الإشعاعي القابلة للتعديل مع شكل جسم المريض باتصالها بقاعدة ألواح الطرف السفلي والألواح الإشعاعية ومد منطقة التغطية الوقائية لجهاز M1128.
- عند الطلب يتم توفير مجموعة CMA حاجز إشعاع مفصلي ذي ارتفاع قابل للتعديل بين لوحة الطرف السفلي واللوح الإشعاعية.
- أرجل M1128 قابلة للتعديل أيضًا لتتناسب مع طاولات إجراءات التدخل.
- تبقى ستائر ولوحات M1128 معقمة عند ثنيها بشكل سليم.
- يمكن إعداد ستائر ولوحات M1128 في وضع الحركة أو التخزين عند عدم الاستخدام.
- حاجز معياري ووقائي معادل للرصاص تحت الطاولة متوفرة للشراء من خلال RampartIC ويمكن استخدامه مع جهاز M1128 لتوفير إضافية من الإشعاع للطبيب أو في المختبر على الجانب الواقي من الطاولة.

المواصفات الفنية


مزود الطاقة

يستخدم جهاز M1128 بطارية من أكسيد النيكل والمنجنيز الكوبالت والليثيوم أيون مُحلقة بالجانب السفلي من قاعدة الجهاز

- إنتاج التيار الكهربائي 25.9 VDC
- 10 A أمبير أقصى تيار تفريخ
- 300 mA تيار شحن
- قدرة بطارية 2.25 Ah/ 58.28Wh
- درجة حماية قابلة للغسل IPX6
- توقيت شحن البطارية بالكامل 10 ساعات
- طول السلوك 10.5 قدم (3.2 أمتار)

يجب ملء بطارية M1128 بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 12 شهرًا.


احذرا



الأبعاد

بعد تجميع M1128 (انظر ص 21) الأرجل الأربعة والسارية القابلة للمد واللوحات الأكرليك بستائر حاجز الإشعاع المتصلة بالجهاز يمكن إعادة تعديلها بطرق متنوعة بمعايير كلية متنوع وفقاً لذلك:

- تعليمات الاستخدام (ص 44)
- وضع النقل (ص 39)
- قسم الصيانة (ص 53)



يوضع جهاز M1128 في أقصى أبعاد له مع مد محركات السارية العليا والسفلية، ويتم وضع اللوحات بزواوية 180 درجة ويرجل موضوعة بشكل عام تحت كل لوحة ومتصلة بالاستارة. يسمح هذا الإعداد بتوزيع الوزن بشكل سليم وبالتوازن عندما يكون الجهاز في أقصى حجم له: 95.2 بوصة (2419 مم) ارتفاع و70 بوصة عرض (1778 مم).

بيئة التشغيل

نظام M1128 مخصص للاستخدام والتخزين الداخليين فقط ولا يجب أن يتعرض للعوامل الجوية أو الأشعة فوق البنفسجية أو التآكل. بيئة العمل المحددة لهذا الجهاز هي الجناح الجراحي أو العيادي بالمستشفى مع درجة حرارة تتراوح ما بين 50 فهرنهايت (10 سيلزيوس) و77 فهرنهايت (25 سيلزيوس) في رطوبة غير مكثفة تتراوح ما بين 20% إلى 75%. درجة حرارة التخزين تتراوح ما بين 14 فهرنهايت (-10 سيلزيوس) و104 فهرنهايت (40 سيلزيوس)

الوزن

- وزن مجسم حاجز إشعاع M1128 ما يزيد عن 300 رطلاً (>136 كجم).
- تزن وحدة تحكم M1128 1.10 رطلاً (0.5 كجم)

فئة حماية الملكية الفكرية

حاجز الإشعاع M1128 مُصنّف من فئة الحماية IPX6 القابلة للغسل.

معدة خفض M1128 الاختيارية



تخفيض أرضي منتظم بدون معدة خفض

تخفيض أرضي منخفض مع معدة خفض

تقدم Rampart^{IC} معدة خفض M1128 (رقم القطعة M1128-LWK) في شراء منفصل لخفض الارتفاع الكلي لحاجز إشعاع M1128 بنسبة 62 مم، ويتم هذا مع تقديم كتلة قاعدة بأرجل معدلة تخفض مركز جاذبية M1128. سيقلل تثبيت معدة خفض من أطوال حاجز الإشعاع المعدلة بالقصوى والدنيا بنسبة 62 مم.

تتضمن فوائد تثبيت معدة خفض ما يلي:

- تسمح لحاجز إشعاع M1128 بالحصول على مساحة أكبر في أوضاع إجراء C-Arm للحصول على كل زوايا الكاميرا بشكل أفضل.
- تقلل تفاعل المستخدم مع قاعدة جهاز M1128 أثناء إجراءات اليسار الأمامي المائل (LAO) لأنواع معينة من C-Arm.

اتصل بـ Rampart^{IC} على <https://www.RampartIC.com/contact-us> لشراء معدة خفض. يتضمن شراء معدة خفض التركيب الاحترافي وفقاً للدليل تجميع وخدمة Rampart^{IC}.

البطاقة التعريفية

يمكن إيجاد البطاقة التعريفية في قاعدة المعلومات التعريفية الرئيسية لجهاز M1128 عن منتجك والتي قد تحتاج إلى الرجوع إليها أثناء مكالمات الخدمة.

- اسم المنتج
- الرقم المرجعي
- الرقم المسلسل
- باركود
- اسم المصنع
- مدينة التصنيع، الدولة، الرقم الإشاري
- موقع المصنع الإلكتروني
- هاتف المصنع

تجميع M1128

يجب أن تنفذ تعليمات التجميع من قبل موظف Rampart^{IC} المختص وحيث أن وزن حاجز الإشعاع المجمع يزيد عن 300 رطلاً (>136 كجم)، يجب وجود شخص مساعد لتجميع الجهاز بسلامة. المفتاح السداسي 5 مم (مقبض طويل، نهاية كروية) غير متضمن في شرائك لجهاز M1128 وستحتاجه للتجميع.

ملحوظة: مقاطع الفيديو التدريبية ونسخة PDF من دليل المستخدم متوفرة
www.RampartIC.com/training

- جهاز M1128 ثقيل ويجب توخي الحذر عند التعامل معه.
- الفشل في الحفاظ على التحكم في الجهاز أثناء تحريكه قد يؤدي إلى إصابة الأشخاص وتلف الممتلكات.
- يجب أن يتم تدريب طاقم العمل الذي يعمل مع أنظمة M1128 بصورة سليمة.
- يجب أن يتم تجميع جهاز M1128 أو عمل إصلاحات أو صيانة له من قبل طاقم عمل Rampart^{IC} أو من يُصرح لهم بذلك من قبل Rampart^{IC}. يجب أن يكون هناك شخص واحد آخر على الأقل موجودًا لتقديم المساعدة في التجميع المبدئي بسبب حجم ووزن مكونات جهاز M1128.



احذر:
خطر الإصابة بمعدة ثقيلة



سيبدأ التجميع ببناء الإطار الأساسي لم1128. وهذا يتضمن القاعدة والسارية و لوحتين كبيرتين من الرصاص.

تتشعب توجيهات التركيب والمكونات

بعد ذلك وفقاً لشرائك مجموعة ملحقات جهاز M1128.

- شراء M1128 **المستقل بدون** مجموعة الملحقات سيتضمن إكمال التجميع بالرف الإشعاعي ولوحة إسقاط جانبية صلبة ورف الطرف السفلي.
- شراء M1128 مع **RAK-M1128** (مجموعة ملحقات الحاجز الإشعاعي المرنة) سيتضمن إكمال التجميع بستارتين معادلتين للرصاص مع مقود بدلاً من لوحة الإسقاط الجانبية الصلبة رف الطرف السفلي.
- شراء M1128 مع **كل من RAK-M1128** (مجموعة ملحقات الحاجز الإشعاعي المرنة) و **CMA-M1128** (مجموعة ملحقات السارية المركزية) ستتضمن التجميع مع ستارتين معادلتين للرصاص ومقود من RAK-M1128 بدلاً من لوحة الإسقاط الجانبية الصلبة ورف الطرف السفلي وأيضاً ملحقات السارية المركزية ومقبض إلغاء الرف الإشعاعي وقوس من CMA-M1128 بدلاً من الرف الإشعاعي.

قم أولاً بتجميع إطار M1128 الأساسي

1. **قم بتحريك M1128 المعيار إلى غرفة ذات إضاءة جيدة ومستوى الأرضية على الأقل من 8 أقدام إلى 10 أقدام باتساع 10 أقدام.** هذا يسمح بوجود سطح مستقر ورؤية جيدة ومساحة كافية لاستيعاب الأبعاد القصبوى المحتملة (*انظر ص 19*) لحاجز الإشعاع M1128 بارتفاع 95.2 بوصة (2419 مم) وعرض 70 بوصة (1778 مم).
2. **تأكد من وجود مفتاح سداسي 5 مم (بد طولبة، نهاية دائرية) لتجميع M1128.**
3. **افتح حقائب M1128 وتأكد من وجود كل الأجزاء.** ما يخرج من الصندوق سيتغير ما يأتي بداخل الصندوق إذا اشترت مجموعة الملحقات مع نظام M1128.

ما يخرج من الصندوق

- **جهاز M1128 المستقل المُشترى بدون مجموعة الملحقات** يحتوي على كل أجزاء الجهاز *المستقل المحددة في الجدول أدناه.*
- **مشتريات M1128 + M1128-RAK** تتضمن كل مكونات M1128 المستقل **باستثناء** رف الطرف السفلي واللوحه الساقطة الجانبية الصلبة و **يتضمن** كل محتويات M1128-RAK أدناه.
- **مشتريات M1128 + M1128-RAK + M1128-CMA** يتضمن مكونات M1128 المستقل **باستثناء** الرف الطرف السفلي واللوحه الساقطة الجانبية الصلبة والرف الإشعاعي و **يتضمن** كل مكونات M1128-RAK و M1128-CMA الموضحة أدناه.

مكونات مجموعة ملحقات اختيارية	مكونات M1128 المستقل
محتويات مجموعة ملحقات M1128-RAK <ul style="list-style-type: none"> • ستارة إشعاعية • (1) ستارة طرف سفلي • (2) قوس أ • (1) قوس ب • (1) قوس ج • ثلاثة (3) أقفال حرف F • (1) قفل منزلق • (2) قوسا مقود الطرف السفلي • (فتحة مضادة متضمنة لإعدادات اللوحه المزودة فقط) • (1) مقود الطرف السفلي 	<ul style="list-style-type: none"> • (1) مجسم سارية • (1) لوحه إشعاعية • (1) رف إشعاعي* • (1) لوحه طرف سفلي • (1) رف طرف سفلي* • (1) لوحه ساقطة جانبية صلبة • (2) قوسي رف • ثمانية (8) ألواح ضغط RIC001-01-08 • (1) مجسم أرجل وقاعدة • (1) صندوق تحكم هاتف • (1) صندوق تحكم بمحرك مع بطارية • (1) سلك شحن • (2) مقبضان من الفولاذ المقاوم للصدأ • ستة وثلاثون (36) SHCS M6x40 • عشرون (20) قفل إدخال نيلون M6 • (إشعار إليها بأقفال M6 في دليل المستخدم) • أربعة (4) أقفال 18-8SS SHCS، M6x30 • أربعة (4) منظفات مسطحة M6، فولاذ مغنط بالزنك • أربعة (4) مسامير إيهام • أربعة (4) SHC M6x45* • (*كل إعدادات اللوحه المزودة فقط)
محتويات مجموعة ملحقات M1128-CMA <ul style="list-style-type: none"> • (1) ملحقات سارية مركزية (CMA) • (تأتي قبل التجميع مع عمود ستارة CMA وستارة CMA وقوس CMA ومقبض لقط CMA وعصا إرشاد) • (1) مقبض إلغاء الرف الإشعاعي • (1) قوس إلغاء الرف الإشعاعي 	

تجميع أرجل القاعدة

4. قم بإزالة مجسم القاعدة والأرجل من حقيبة النقل وضعهما على الأرض مع العجلات.


5. قم بتعديل وضع وغلق الأرجل الأربعة للقاعدة ومجسم الرجل فثنى رجلان معًا من كل جانب.



6. اقلب جسم القاعدة والأرجل على الجانب.

تنشيت السارية على مجسم أرجل القاعدة

7. غُدِّ سلكي المحرك من خلال الممر الموجود في منتصف مجسم الأرجل والقاعدة.




8. بمعونة المساعد اضبط وضع مجسم السارية على منتصف مجسم الأرجل والقاعدة. (بموازاة قفل السارية السفلي إلى جانب قاعدة منفذ الشحن)

9. أمن على مجسم السارية من خلال إحكام غلق الأربعة صواميل M6X30 (صواميل أعلى القابس المصنوع من الفولاذ المضاد للصدء بقعطة النيلون الغالقة) من خلال مجسم الأرجل والقاعدة وعلى قاعدة مجسم السارية. استخدم مفتاح ربط سداسي 5 مم لإحكام الغلق.

10. صل سلك صندوق تحكم الهاتف بمنفذ الهاتف الخاص بصندوق التحكم الموجود على الجانب السفلي من قفل قاعدة M1128.

11. قم بتوصيل أسلاك المحرك المرقمة بهذه القنوات المرقمة:

- أدخل قابس سلك المحرك رقم 1 في قناة 1 في وحدة التحكم.
- أدخل قابس سلك المحرك رقم 2 في قناة 3 في وحدة التحكم.



12. ثبت وحدة التحكم والبطارية

في الجانب السفلي من مجسم القاعدة والأرجل باستخدام الأربعة براغي إبهام.

13. اقلب كتلة قاعدة M1128 في وضعها الرأسي واجعل العجلات تلامس الأرض.

14. ضع أرجل M1128 في وضع الإعداد

للتجميع المتبقي.

لضبط كل رجل على حدة:

- افتح قفل الأرجل من خلال فتح قفل كل رجل.
- حرك الأربعة أرجل لعلامة 45 درجة.
- اقفل الأرجل من خلال إحكام غلق قفل كل رجل.
- قم بإزالة الرجل الممتدة للحفاظ على الاستقرار.



ملحوظة: لوحتان M1128 الرئيسيتان - اللوحة الإشعاعية و لوحة الطرف السفلي - قد تتضمن مضخات و/أو عمود ضغط على حسب نوع شرائك لـ M1128. ووفقاً لذلك فإن الصور الظاهرة في دليل المستخدم تصف هذين اللوحين بمضخات وعمود الضغط أو بدونهما

ثبت لوحات الأكليريك على السارية التليسكوبية

15. ثبت اللوحة الإشعاعية على سطح السارية التليسكوبية باستخدام صواميل راس

القابس المغطاة بالزنك M6x40 وألواح ضغط اللوحة RIC001-01-08. أحكم الغلق باستخدام مفتاح سداسي 5 مم.

ملحوظة: في إعدادات اللوحة المزدوجة تأكد أن اللوحة الإشعاعية مضبوطة على أعلى وضع ممكن قبل التأمين. علاوةً على ذلك قم بتثبيت ألواح الضغط للوحة RIC001-01-08 مع توجه الفتحة المضادة باتجاه اللوحة للتأكد من ملائمتها السليمة لكافة مسامير الكتف.



16. علق لوحة الطرف السفلي على شماعة لوحة الطرف السفلي باستخدام صواميل القابس M6x40 المغطاة بالزنك وألواح ضغط اللوحة RIC001-01-08. أحكم الغلق باستخدام مفتاح سداسي 5 مم.

ملحوظة: في إعدادات اللوحة المزدوجة، استخدم صواميل رأس القابس M6x45 الأربعة على الجزء الأعلى. تأكد من أن عمود الضغط يستند برفق على الأنبوب العلوي. لا تسمح لعمود الضغط أن يستند بكامل وزنه على لوحة الطرف السفلي. علاوةً على ذلك قم بتثبيت ألواح الضغط للوحة RIC001-01-08 مع توجه الفتحة المضادة باتجاه اللوحة للتأكد من ملائمتها السليمة لكافة مسامير الكتف.

تم تجميع الإطار الأساسي لم1128. تعتمد بقية خطوات تجميع م1128 على شرائك لمجموعات ملحقات م1128 من عدمه.

استكمال تجميع M1128 هل اشترت مجموعة الملحقات؟



- لو اشترت M1128 بدون مجموعة الملحقات، اذهب للصفحة 26 لإكمال تجميع M1128 المستقل .
- لو اشترت مجموعة ملحقات M1128-RAK + M1128 اذهب إلى صفحة 27 لإكمال تجميع M1128 + M1128-RAK.
- لو اشترت مجموعة ملحقات M1128-RAK + M1128 + M1128-CMA، اذهب إلى صفحة 32 لأكمل تجميع M1128 + M1128-RAK + M1128-CMA.



إكمال تجميع M1128 المستقل

هذه التوجيهات خاصة بشراء حواجز إشعاع M1128 الذي تم شراؤها **بدون** مجموعة ملحقات حاجز الإشعاع المرن (M1128-RAK) ولا مجموعة ملحقات السارية المركزية (M1128-CMA). اتبع هذه التوجيهات لإكمال تجميع M1128 من خلال توصيل الرف الإشعاعي ورف الطرف السفلي ولوحة الإسقاط الجانبية الصلبة.



1. **قم بتثبيت أقواس الرف على اللوحة الإشعاعية** باستخدام اللوحات الخلفية لقوس الرف، استخدم صواميل رأس القابس M6x40 وأقفال M6.
2. **قم بتثبيت أقواس الرف على اللوحة الإشعاعية** باستخدام اللوحات الخلفية لقوس الرف، استخدم صواميل رأس القابس M6x40 وأقفال M6. ضع الرف الإشعاعي فوق أقواس الرف المثبتة في الخطوة السابقة باستخدام اللوحات الخلفية لقوس الرف وصواميل رأس القابس M6x40 وأقفال M6.



3. **ثبت قوسي الرف على لوحة الطرف السفلي** باستخدام اللوحات الخلفية لقوس الرف وصواميل رأس القابس M6x40 وأقفال M6.

4. **ثبت لوحة الطرف السفلي على قوسي الرف المثبت في الخطوة السابقة.** ثبت قوسي الرف على لوحة الطرف السفلي باستخدام اللوحات الخلفية لقوس الرف وصواميل رأس القابس M6x40 وأقفال M6.

5. **ثبت قوسي الرف على لوحة الطرف السفلي** باستخدام اللوحات الخلفية لقوس الرف وصواميل رأس القابس M6x40 وأقفال M6.



6. **ضع اللوحة الساقطة الجانبية الصلبة على أقواس الرف المثبتة في الخطوات السابقة** باستخدام صواميل فولاذ مقاوم للصدأ.

7. انتقل إلى فحص الجودة في صفحة 38.


إكمال تجميع M1128 + M1128-RAK

اتبع هذه التوجيهات لإكمال تجميع حواجز الإشعاع M1128 المُشتراة مع مجموعة الملحقات المرنة لحاجز الإشعاع (M1128-RAK).

ثبّت الأقواس على اللوحة الإشعاعية


1. ثبّت قوس ب وقوس الرف على الحافة الخارجية (الحافة الأبعد عن السارية) للوحة الإشعاعية.

- قم بصفّ الأقواس بحيث تكون اللوحة بينهما وتكون الفتحات التي تدخل فيها الصواميل مصطفة.
- أمّن أقواس اللوحة باستخدام صواميل رأس القابس M6x40 وأقفال M6.




2. ثبّت قوس أ وقوس الرف على الحافة الداخلية للوحة الإشعاعية باستخدام صواميل رأس القابس M6x40 وأقفال M6.

- قم بصفّ الأقواس بحيث تكون اللوحة بينهما وتكون الفتحات التي تدخل فيها الصواميل مصطفة.
- أمّن أقواس اللوحة باستخدام صواميل رأس القابس M6x40 وأقفال M6.



تثبيت الرف الإشعاعي



3. **قم بتثبيت أقواس الرف على اللوحة الإشعاعية**
باستخدام اللوحات الخلفية لقوس الرف، استخدم صواميل رأس القابس M6x40 وأقفال M6. ضع الرف الإشعاعي فوق أقواس الرف المثبتة في الخطوة السابقة باستخدام اللوحات الخلفية لقوس الرف وصواميل رأس القابس M6x40 وأقفال M6.

ثبت الستارة الإشعاعية


4. **علق الستارة الإشعاعية بقواطع القوس التي تشبه الأحجية على القوسين أ وب.**
5. **عندما تكون الستارة لا تزال موضوعة على الأقواس اجعل المساعد يدفع الستارة للأمام ويقيها على نفس الوضع حتى يتلامس قاطع الستارة مع أسفل القوسين أ وب وهذا يوفر مساحة بين الستارة LE وبين الأقواس تنزلق بداخلها الأقفال. اجعل المساعد يُبقي الستائر مرفوعة لإتمام خطوتي القفل القادمين.**

6. **أدخل القفل F داخل القوس أ الداخل من اليسار ثم تدفعهم جميعًا للداخل.**
7. **أدخل القفل F داخل القوس ب، الداخل من اليمين ثم تدفعهم جميعًا للداخل.**
-

ثبت الأقواس على لوحة الطرف السفلي


8. **ثبت القوس أ وقوس المقود على الحافة الخارجية (الحافة الأبعد عن السارية) للوحة الطرف السفلي.**

- قم بصفّ الأقواس بحيث تكون اللوحة بينهما وتكون الفتحات التي تدخل فيها الصواميل مصطفة.
- أمّن أقواس اللوحة باستخدام صواميل رأس القابس M6x40 وأقفال M6.
- لإعدادات اللوحة المزدوجة، ثبت قوس المقود واجعل الفتحة المضادة تقابل اللوحة للتأكد من الملائمة السليمة مع ترباس الكتف.



9. **ثبت القوس ج وقوس المقود على الحافة الداخلية للوحة الطرف السفلي (الحافة الأقرب للسارية):**

- قم بصفّ الأقواس بحيث تكون اللوحة بينهما وتكون الفتحات التي تدخل فيها الصواميل مصطفة.
- أمّن أقواس اللوحة باستخدام صواميل رأس القابس M6x40 وأقفال M6.



ثبت المقود


10. ثبت البرغي والمغسلة من طرف واحد للموقد
- إزالة البرغي والمغسلة من طرف واحد يسمح للمقود بالانزلاق عبر أقواس المقود.
 - احتفظ بالبرغي والمغسلة لتأمين المقود في **خطوة 12**.



11. أنزل منزلق نهاية المقود بدون البرغي والمغسلة من خلال قوسي المقود الموجودين على لوحة الطرف السفلي.

12. ضع البرغي الذي احتفظت به واربطه من خلال المغسلة التي احتفظت بها من **خطوة 10** داخل المقود (الطرف بدون البرغي والمغسلة)

13. اربط البرغي والمغسلة في الجانب المقابل من المقود لو كان مرتخيًا.




ثبت ستارة الطرف السفلي

14. علق ستارة الطرف السفلي ذات قواطع القوس الذي يشبه الأحجية في القوسين أ و ج.

15. عندما تكون الستارة لا تزال موضوعة على الأقواس اجعل المساعد يدفع الستارة للأمام ويبقيها على نفس الوضع حتى يتلامس قاطع الستارة مع أسفل القوسين أ و ب وهذا يوفر مساحة بين الستارة LE وبين الأقواس تنزلق بداخلها الأقفال. اجعل المساعد يُبقي الستائر مرفوعة لإتمام خطوتي القفل القادمتين.

16. أدخل القفل F داخل القوس أ من اليسار ثم تدفعه إلى الداخل.

17. أدخل القفل المنزلق داخل القوس ج من اليسار ثم تدفعه إلى الداخل.



18. انتقل إلى فحص الجودة في صفحة 38.

أكمل تجميع M1128 + M1128-RAK + M1128-CMA

اتبع هذه التوجيهات لإكمال تجميع حواجز الإشعاع مع كل من مجموعة ملحقات الحاجز الإشعاعي (M1128-RAK) ومجموعة ملحقات السارية المركزية (M1128-CMA).

ثبت مقود وقوس إلغاء الرف الإشعاعي والأقواس أ وب داخل اللوحة الإشعاعية

1. قم بمواجهة الحافة الخارجية للوحة الإشعاعية (الجانب الأبعد من السارية) لتتوجه بشكل سليم أثناء التثبيت. هناك زوجان من فتحات البرغي:

a. أول زوج لفتحات البرغي هو الأقرب للحافة الخارجية للوحة الإشعاعية والأبعد عن السارية.

b. ثاني زوج لفتحات البرغي الموجودة على اللوحة الإشعاعية هو الأقرب للسارية.


2. معالجة الزوج الأول لفتحات البرغي الخارجية، قم بوضع مقبض إلغاء الرف الإشعاعي على الحافة الجانبية اليمنى للوحة الإشعاعية:

a. فتكون قبضة المقبض موجهة إلى السارية المركزية.

b. وتكون فتحات البرغي في قاعدة مقبض إلغاء الرف الإشعاعي واللوحة الإشعاعية بمحاذاة مُعدةً لاستقبال البراغي من كليهما.

3. ضع قوس RAK ب (مع مواجهة الحرف للخارج) على يسار اللوحة الإشعاعية حتى تصطف فتحات البرغي في قوس ب أيضًا مع فتحات البرغي المذكورة في خطوة 2. يجب أن تكون اللوحة الإشعاعية موضوعة بين قوس ب و مقبض إلغاء الرف الإشعاعي.

4. قم بإدخال براغي رأس القابس M6x40 الاثنتين عبر فتحات البراغي المصطفة لقاعدة مقبض إلغاء الرف الإشعاعي، من خلال اللوحة الإشعاعية وإلى داخل القوس ب وأمن المحتويات معًا باستخدام قفلي M6.




5. معالجة الزوج الثاني من فتحات البرغي الداخلية:
- ضع قوس إلغاء الرف على الحافة اليمنى الداخلية للوحة الإشعاعية.
 - ضع قوس أ (والحرف يواجه الخارج) على الحافة اليسرى الداخلية للوحة الإشعاعية.
 - تأكد من أن فتحتي البرغي في كل من هذه المكونات على محاذاة واحدة استعدادًا لاستقبال البراغي عبرهما.
 - يجب أن تكون اللوحة الإشعاعية محصورةً بين القوس أ وقوس إلغاء الرف الإشعاعي.

6. قم بإدخال برغي رأس القابض M6x40 الاثنتين عبر فتحات البراغي المصطفة لقوس إلغاء الرف الإشعاعي، من خلال اللوحة الإشعاعية وإلى داخل القوس أ وأمن المحتويات معًا باستخدام قفلي M6.

ثبت الستارة الإشعاعية


7. علق الستارة الإشعاعية بقواطع القوس التي تشبه الأحجية على القوسين أ وب.
8. عندما تكون الستارة لا تزال موضوعة على الأقواس اجعل المساعد يدفع الستارة للأمام ويبقيها على نفس الوضع حتى يتلامس قاطع الستارة مع أسفل القوسين أ وب وهذا يوفر مساحة بين الستارة LE وبين الأقواس تنزلق بداخلها الأقفال. اجعل المساعد يُبقي الستائر مرفوعة لإتمام خطوتي القفل القادمتين.



ثبت الأقواس على لوحة الطرف السفلي


11. ثبت القوس أ وقوس المقود على الحافة الخارجية (الحافة الأبعد عن السارية) للوحة الطرف السفلي:

- قم بصفّ الأقواس بحيث تكون اللوحة بينهما وتكون الفتحات التي تدخل فيها الصواميل مصطفة.
- أمّن أقواس اللوحة باستخدام صواميل رأس القابس M6x40 وأقفال M6.
- لإعدادات اللوحة المزدوجة ثبت قوس المقود واجعل الفتحة المضادة تقابل اللوحة للتأكد من الملائمة السليمة مع تراس الكتف.



12. ثبت القوس ج وقوس المقود على الحافة الداخلية للوحة الطرف السفلي (الحافة الأقرب للسارية)

- قم بصفّ الأقواس بحيث تكون اللوحة بينهما وتكون الفتحات التي تدخل فيها الصواميل مصطفة.
- أمّن أقواس اللوحة باستخدام صواميل رأس القابس 6x40 وأقفال M6.



ثبت المقود

13. ثبت البرغي والمغسلة من طرف واحد للموقد.


- إزالة البرغي والمغسلة من طرف واحد يسمح للمقود بالانزلاق عبر أقواس المقود.
- احتفظ بالبرغي والمغسلة لتأمين المقود في **خطوة 15**.



14. أنزل منزلق نهاية المقود بدون البرغي والمغسلة من خلال قوسي المقود الموجودين على لوحة الطرف السفلي.

15. ضع البرغي الذي احتفظت به واربطه من خلال المغسلة التي احتفظت بها من **خطوة 13** داخل المقود (الطرف بدون البرغي والمغسلة)

16. اربط البرغي والمغسلة في الجانب المقابل من المقود لو كان مرتخيًا.




ثبت ستارة الطرف السفلي

17. علق ستارة الطرف السفلي ذات قواطع القوس الذي يشبه الأحجية في القوسين أ و ج.

18. عندما تكون الستارة لا تزال موضوعة على الأقواس اجعل المساعد يدفع الستارة للأمام ويبقيها على نفس الوضع حتى يتلامس قاطع الستارة مع أسفل القوسين أ و ب وهذا يوفر مساحة بين الستارة LE وبين الأقواس تتزلق بداخلها الأقفال. اجعل المساعد يُبقي الستائر مرفوعة لإتمام خطوتي القفل القادمتين.

19. أدخل القفل F داخل القوس أ من اليسار ثم تدفعه إلى الداخل.


20. أدخل القفل المنزلق داخل القوس ج من اليمين ثم تدفعه إلى الداخل.



ثبت مجموعة ملحقات السارية المركزية

21. قم بإعداد ملحقات السارية المركزية للتثبيت

- تأكد من أن مقبض لقط ملحقات السارية المركزية موضوع في وضع القفل (إنزال المقبض لأسفل).
- اربط خطاف ستارة ملحقات السارية



المركزية في عمود ستارة ملحقات السارية

المركزية حتى يتم تطبيق الستارة بشكل مرتب لتسهيل التثبيت.

- اسحب مقبض قلاووظ الإبهام من

الجانب الخلفي للقوس الذي يعلو

ملحقات السارية المركزية على شكل

صندوق (على الجانب المقابل لشعار

Rampart حتى يكون طرف البرغي

مبتعدًا قليلاً عن السطح الداخلي للقوس.

هذا لمنع احتكاك الطرف المدب من البرغي بأي

شيء أثناء التثبيت. سيتم إحكام ربط البرغي بعد ذلك عند

تركيب ملحقات السارية المركزية بصورة سليمة.

22. جهز وضع ملحقات السارية المركزية للتثبيت من خلال تحديد

جيب الشق الرأسي الموجود على الجانب الخلفي من قوس ملحقات السارية

المركزية الأبيض الذي يأخذ شكل صندوق.


- الشق موجود على نفس جانب

مسمار قلاووظ الإبهام وعلى

الجانب المقابل لشعار Rampart.

- هذا الشق الرأسي مُشكل ليتلاءم تمامًا مع

لوحة الطرف السفلي بدون أدوات



23. علق قوس ملحقات السارية المركزية في الجانب

الداخلي من لوحة الطرف السفلي الأقرب إلى

السارية قليلاً فوق القوس الذي يربط لوحة

الطرف السفلي بالسارية بقليل.

- ينبغي أن تنزلق لوحة الطرف السفلي

بسلاسة بداخل جيب الشق الرأسي.

- يظهر شعار Rampart الكبير على


الجهة المقابلة لقوس ملحقات

السارية المركزية عند وضعها بصورة

ملائمة على لوحة الطرف السفلي.

- استمر وصولاً إلى **خطوة 24** دون

تغيير الوضع.



24. قم بسحب قوس ملحقات السارية المركزية أسفل لوحة الطرف السفلي حتى تجلس على القوس العلوي الذي يربط لوحة الطرف السفلي بالسارية.
25. اربط مسمار قلاووظ الإبهام الموجود على الجانب الخلفي لقوس ملحقات السارية المركزية وأمن مجسم ملحقات السارية المركزية عن طريق ربطه بإحكام في لوحة الطرف السفلي.
26. انتقل إلفحص الجودة في صفحة 38.


فحص الجودة

تحقق من أن M1128 يعمل بصورة سليمة:

- العجلات مضبوطة بحيث تلامس كل عجلة الأرض.
- آلية غلق الأرجل تعمل بصورة سليمة.
- السارية تلف بسلاسة.
- كل العجلات تدور بسلاسة.
- تحقق من أن ملحقات الستارة واللوحات يمكن تحريكها لأعلى وأسفل باستخدام وحدة التحكم اليدوية (ص 47).
- تحقق من أن ملحقات الستارة واللوحات يمكن ثنيهما معًا وضع النقل (ص 39)

وضع النقل

يجب ضبط حاجز إشعاع M1128 في وضع النقل حتى يتم تحريكه بأمان وكفاءة. يتكون وضع النقل من إعداد M1128 ليصبح في أصغر شكل له ويحافظ على الثبات في نفس الوقت. عندما يكون الجهاز في وضع النقل، تهبط محركات السارية السفلية والعلوية لجهاز M1128 وتثنى اللوحات والستائر فتصير أبعاد M1128: بارتفاع 65.7 بوصة (1669 مم) وطول 58.9 بوصة (1497 مم) وعرض 27.3 (694 مم) فيسهل تحريكه عبر ممرات المستشفى القياسية.



قبل النقل يجب ضبط Rampart^{IC} M1128 علووضع النقل (ص 39) وفصله من الشحن.



تحذير!

- الإعداد أثناء الاستخدام: لوحات M1128 والستائر الملحقة به يمكن وضعها بأمان في أية زاوية أثناء الاستخدام طالما أن هناك رجلاً موضوعة في الاتجاه العام لكل لوحة وستارة لتوزيع الوزن بشكل سليم ولثبات الجهاز ومنع الجهاز من الحركة.
- الإعداد أثناء النقل: لتحريك M1128 لموقع آخر يجب وضعه في وضع وضع النقل (ص 39). يجب إزلال السارية أولاً في أدنى وضع ويجب ثني اللوحات والستائر الملحقة معاً وإغلاقها للأمام في اتجاه الحركة، ثم يجب ضبط وضعية الأرجل الأربعة في وضع النقل وإغلاقها بأقفال الأرجل ويجب تغطية الأرجل بأحذية النقل لمنع تغير زاويتها أثناء النقل. ثم يجب ضبط وضعية الأرجل الأربعة في وضع النقل وإغلاقها بأقفال الأرجل ويجب تغطية الأرجل بأحذية النقل لمنع تغير زاويتها أثناء النقل. يجب على الشخص الذي يحرك الجهاز أن يسير برفق بجانب الجهاز من الجانب الموجود فيه شعار Rampart^{IC} لدفع وتوجيه الجهاز أثناء النقل. عندما يكون الجهاز في وضع النقل ويتحرك بصورة صحيحة يكون ضيقاً بما يكفي للدخول عبر ممرات السير المعيارية.



تحذير:
خطر أثناء الانثناء

- جهاز M1128 ثقيل ويجب توخي الحذر عند التعامل معه.
- الفشل في الحفاظ على التحكم في الجهاز أثناء تحريكه قد يؤدي إلى إصابة الأشخاص وتلف الممتلكات.
- يجب أن يتم تدريب طاقم العمل الذي يعمل مع أنظمة M1128 بصورة سليمة.



احذر:
خطر الإصابة
بمعدة ثقيلة


- الإعداد أثناء النقل: لتجنب تسبب الجهاز في خطر التعثر يجب وضعه في وضع النقل (ص 39). يجب إنزال السارية أولاً في أدنى وضع ويجب ثني اللوحات والستائر الملحقة معاً وإغلاقها للأمام في اتجاه الحركة، ثم يجب ضبط وضعية الأرجل الأربعة في وضع النقل وإغلاقها بأقفال الأرجل ويجب تغطية الأرجل بأحذية النقل لمنع تغير زاويتها أثناء النقل. ثم يجب ضبط وضعية الأرجل الأربعة في وضع النقل وإغلاقها بأقفال الأرجل ويجب تغطية الأرجل بأحذية النقل لمنع تغير زاويتها أثناء النقل. في وضع النقل يكون جهاز M1128 مستقرًا ومحكمًا بما يكفي ليتلاءم مع المسارات المعيارية. يجب على الشخص الذي يحرك الجهاز أن يسير برفق بجانب الجهاز من الجانب الموجود فيه شعار Rampart^{IC} لدفع وتوجيه الجهاز أثناء النقل.
- انتبه دائماً لوضعية أرجل M1128 والعجلات لتجنب التعثر عند التحرك حول الجهاز.



احذر:
خطر التعثر

ملحوظة: مقاطع الفيديو التدريبية ونسخة PDF من دليل المستخدم متوفرة على www.RampartIC.com/training.

لانتقال إلى وضع النقل




1. قم بإزالة سلك الشحن وضعه جانباً
2. قم بطي ستارة ملحقات السارية المركزية من خلال تعليق خطاف الستارة الموجود أسفل الستارة في عمود ستارة ملحقات السارية المركزية.
3. افتح ستارة ملحقات السارية المركزية للحركة من خلال تحويل مسار مقبض اللقط لأعلى.
4. ارفع ستارة ملحقات السارية المركزية لأعلى وضع أفقي.
5. اغلق مقبض لقط ملحقات السارية المركزية من خلال إدارته لأسفل.
6. اخفض كل اللوحات و الستائر باستخدام وحدة تحكم الهاتف وحدة التحكم اليدوية (ص 47).
7. طبق اللوحة الإشعاعية، ولوحة الطرف السفلي وستارة ملحقات السارية المركزية معاً على الأرجل 1 و 4.




قفل السارية
وحدة التحكم
اليدوية:

8. قم بقفل اللوحات والستائر حتى لا تلف أثناء النقل من خلال إدارة قفلي السارية باتجاه عقارب الساعة حتى إحكام الغلق.

ملحوظة: يجب إغلاق أقفال السارية قبل التمكن من خفضها أو رفعها أو استدارتها.




9. اغلق كل العجلات من خلال الضغط على النصف العلوي من الشريط الأحمر الموجود على كل قفل من أقفال العجلات.




10. أقفل الأرجل الأربعة من خلال إرخاء قفل الرجل الموجود في كل رجل.

11. اضبط الأرجل الأربعة على وضع النقل على حسب بطاقات زاوية الرجل



الملتصقة على قاعدة M1128. عند ضبط الوضعية وفقاً لهذه البطاقات، تدعم الأرجل الستائر واللوحات بالكامل وتحافظ على التوازن بصورة سليمة أثناء عملية نقل M1128. عند ضبط الوضعية وفقاً لهذه البطاقات، تدعم الأرجل الستائر واللوحات بالكامل وتحافظ على التوازن بصورة سليمة أثناء عملية نقل M1128.

ووفقاً لهذه البطاقات، تدعم الأرجل الستائر واللوحات بالكامل وتحافظ على التوازن بصورة سليمة أثناء عملية نقل M1128.



12. **اقفل الأرجل** في موضعها من خلال
إحكام غلق قفل الرجل **لأعلى** لكل رجل.

13. تأكد من أن كل الأبواب الموجودة بين الموقع الحالي والجهة غير مقفلة ومفتوحة.

14. تأكد من أن ممر جهة الوصول بلا عقبات.

15. نبه الأفراد الموجودين عن قرب أن المعدة تمر.

16. قف على جانب M1128 من ناحية **شعار Rampart^{IC}**.

17. **أمن** المعدة من خلال وضع يد على **السارية** والأخرى على **اللوحات المطوية** أو إلغاء مقبض الرف المعاد.

18. سر مع M1128 مع دفعها وتوجيهها بالموقع المرغوب.

19. **اقفل العجلات** عند الوصول لجهة الوصول.

الشحن

مصدر طاقة حاجز الإشعاع M1128 هو بطارية قابلة للشحن مصممة لتُشحن فقط عند عدم استخدام M1128 أو عند نقله.

- على الرغم من أن بطارية M1128 تأخذ 10 ساعات لتُشحن بالكامل، يوصى بأن تبقى موصلة بالكهرباء بصورة مستمرة فقط في حالة عدم الاستخدام أو النقل للحفاظ على الشحن بالكامل.
- إصدار صوت صافرة مستمرة من البطارية يشير إلى انخفاض مستوى الشحن وأن هناك احتياجًا لتُشحن. الاستمرار في شحن M1128 أثناء وجوده في المخزن لن يتلف البطارية.
- من المهم لعمر البطارية أن يتم شحن M1128 بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 12 شهرًا.

- يجب ملء بطارية M1128 بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 12 شهرًا.
- يجب شحن جهاز M1128 لمدة 10 ساعات للحصول على شحن كامل.
- أفضل حاجز الإشعاع M1128 دائمًا عن الكهرباء قبل النقل أو الاستخدام.



احذرا!

1. انقل حاجز الإشعاع M1128 إلى التخزين (انظر ص 55) أو إلى موقع آخر آمن بعيد عن حركة الأقدام والأنشطة وفي مكان يكون فيه مخرج كهرباء قياسي جداري. انظر وضع النقل (ص 39) للمزيد من التوجيهات عن كيفية نقل M1128 بأمان.
 2. صل سلك الشحن بقاعدة M1128.
 3. صل الطرف الآخر من سلك الشحن بمخرج الكهرباء الجداري.
 4. اشحن الجهاز لـ **10 ساعات** على الأقل لشحن البطارية بالكامل.
- ملحوظة:** يمكن أن يبقى M1128 متصلًا بالكهرباء في أي مكان لو لم يُستخدم للحفاظ على الشحن بأمان بالكامل.
5. افصل حاجز الإشعاع M1128 دائمًا عن الكهرباء عند اكتمال الشحن أو الحاجة قبل النقل أو الوضع في وضع النقل (ص 39).

مؤشر لمبة الليد - حالة البطارية

هناك مؤشر لمبة ليد على حافة البطارية مثبت على الجانب السفلي من قاعدة M1128. ظهور لمبة الليد يشير إلى حالة البطارية كما يلي:

مؤشر حالة البطارية	الليد
البطارية تشحن	نور ثابت
البطارية مشحونة بالكامل	نور مُطفئ
هناك خطأ في الشحن	وميض

تعليمات الاستخدام

بعد تجميع M1128 (ص 21) يمكن ترتيب الأرجل الأربعة والسارية الممتدة واللوحات الأكرليك المتصلة بستائر M1128 في إعدادات متنوعة لاستيعاب أوضاع المرضى ونقاط الوصول المحددة وموقع الفني وأنواع طاولة الإجراءات المتعددة ومعدات المختبر الأخرى المستخدمة في إجراءات متنوعة. يمكن أيضًا طي M1128 لأسفل في وضع النقل (ص 39) لتوفير مكان للقدم لحركة آمنة وذات كفاءة بين الحجرات.

يُستخدم جهاز M1128 بطاقة البطارية فقط.

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة للدور الإشعاعي Rampart M1128 هم الأطباء وموظفوهم.

مجموعات المرضى المقصودة

يشار إلى Rampart M1128 لأي إجراء تدخلِي يستخدم التنظير الفلوري حيث يقف المشغل على الجانب الأيمن من جدول الإجراءات ويستخدم نقاط الوصول المحددة التالية: ثنائية الشعاع، ثنائية الفخذ، دواسة، مابضية، وعضدية.

موانع وتحذيرات وتنبهات

تشمل موانع الاستعمال نقاط الوصول الداخلية الوداجية والإبطية وإجراءات TAP الناشئة..

ملحوظة: مقاطع الفيديو التي توضح نصائح عن الاستخدام متوفرة على موقع

www.RampartIC.com/training.

- الفشل في ضبط اللوحات الأكرليك المعادلة للرصاص في جهاز M1128 والستائر الملحقة في الارتفاع والوضع السليمين قد يتسبب في التعرض للإشعاع. والجهاز مُصمم ليستخدم مع حماية الجسم السفلي تحت وفوق الطاولة.
- وفقًا لوثيقة رأي الخبراء عن الاستخدام الأمثل للإشعاع الأيونِي للتصوير القلبي⁴، يتم تحقيق حماية سليمة من الإشعاع عندما توضع معادلة الرصاص بحد أدنى بارتفاع 0.5 مم بين مصدر الأشعة وبين الطاقم الطبي. عندما يُستخدم جهاز Rampart^{IC} M1128 بشكل صحيح فإنه يوفر مستوى حماية بنسبة 1 مم من معادلة الرصاص ونسبة 0.5 مم من الستائر ضد التعرض للإشعاع.
- يجب التعامل مع اللوحات الأكرليك والستائر المرفقة بعناية بسبب الاتصال بأشياء أخرى. لو تعرضت الستائر أو اللوحات للتلف يجب إعادة فحصها وفقًا للصيانة (ص 53).



تحذير: التعرض للإشعاع

J. W. Hirshfeld and V. A. Ferrari, "2018 ACC/HRS/NASCI/SCAI/SCCT 4 الأيونِي في التصوير القلبي: أفضل ممارسات للسلامة والفعالية"، 2018،

<http://www.onlinejacc.org/content/early/2018/04/30/ajacc.2018.02.016> (تم التوصل إليها في أغسطس 10، 2019).

نظام M1128 غير آمن للرنين المغناطيسي نظام M1128 غير آمن للرنين المغناطيسي
ولا يجب إدخاله في غرف المسح بالرنين المغناطيسي.



تحذير:
غير آمن للرنين
المغناطيسي

- جهاز M1128 ثقيل ويجب توخي الحذر عند التعامل معه.
- الفشل في الحفاظ على التحكم في الجهاز أثناء تحريكه قد يؤدي إلى إصابة الأشخاص وتلف الممتلكات.
- يجب أن يتم تدريب طاقم العمل الذي يعمل مع أنظمة M1128 بصورة سليمة.




احذر:
خطر الإصابة بمعدة ثقيلة

قد تحدث عملية سحب محتملة أثناء تحريك ستائر الحاجز الإشعاعي عند اتخاذ أي إجراء.
تأكد من أن قلابات الستائر موضوعة بشكل مسطح على بطن المريض في اتجاه رأس المريض
للسماح بأفضل وضع للرؤية وتدخل لنقاط الوصول.




احذر

إعدادات نموذجية




وضع النقل مع نزول السارية بالكامل وطي الستائر واللوحات معاً باتجاه الحركة والأرجل في وضع الحركة



اللوحات والستائر في وضع الزاوية القائمة 180 درجة لإعداد البدال



اللوحات والستائر في زاوية 180 درجة للإجراءات الإشعاعية والفحذية (الأشعة الثنائية)



اللوحات والستائر في زاوية 180 درجة لاستيعاب الزاوية ذات السطحين


وحدة التحكم اليدوية



أبقى المغناطيس الأرضي النادر بعيدًا عن أي شخص بمحدد خطوة وبعديًا عن الوسائط المغناطيسية. تخلص من المغناطيس الأرضي النادر وفقًا للقوانين المحلية والفيدرالية.

تحذير:
المغناطيس الأرضي النادر

تُستخدم وحدة تحكم الهاتف المصاحبة لـ M1128 لرفع وخفض ملحقات اللوحات والستارة المتصلة بالسارية لاستيعاب ظروف وإجراءات مختلفة.



- صف **الأزرار العلوي** يرفع أو يخفض الستائر واللوحات على الفور.
- صف **الأزرار السفلي** يرفع أو يخفض لوحة الطرف السفلي فقط.
- لوحدة **التحكم مغناطيس** في الظهر لزيادة خيارات الوضعية والراحة.

إعادة ضبط وحدة تحكم الهاتف

يشير صوت الصافرة المتقطع الذي يأتي من وحدة التحكم وعدم القدرة على تحريك اللوحات لأعلى إلى أن وحدة تحكم الهاتف مثقلة بالأحمال وتحتاج لإعادة الضبط.

إعادة ضبط وحدة تحكم الهاتف:

1. استمر في الضغط على كلا الزرارين السفليين الموجودين في وحدة تحكم الهاتف لثوانٍ قليلة حتى تسمع صافرتين.
2. تأكد من أن خطأ ثقل الحمل قد اختفى قبل محاولة خفض أو رفع لوحة الطرف السفلية.
3. كرر الخطوة 1 عند الضرورة.

استخدام M1128

- الفشل في ضبط اللوحات الأكبر مع المعادلة للرصاص في جهاز M1128 والستائر الملحقة في الارتفاع والوضع السليمين قد يتسبب في التعرض للإشعاع. والجهاز مُصمم ليستخدم مع حماية الجسم السفلي تحت وفوق الطاولة.
- وفقاً لوثيقة رأي الخبراء عن الاستخدام الأمثل للإشعاع الأيونى للتصوير القلبي⁵، يتم تحقيق حماية سليمة من الإشعاع عندما توضع معادلة الرصاص بحد أدنى بارتفاع 0.5 مم بين مصدر الأشعة وبين الطاقم الطبي. عندما يُستخدم جهاز Rampart^C بشكل صحيح فإنه يوفر مستوى حماية بنسبة 1 مم من معادلة الرصاص ونسبة 0.5 مم من الستائر ضد التعرض للإشعاع.
- يجب التعامل مع اللوحات الأكبر والستائر المرفقة بعناية بسبب الاتصال بأشياء أخرى. لو تعرضت الستائر أو اللوحات للتلف يجب إعادة فحصها وفقاً للصيانة لبند في صفحة 53 من دليل المستخدم.



تحذير: التعرض للإشعاع

1. أقفل اللوحات من خلال لف أقفال السارية عكس اتجاه عقارب الساعة.



ملحوظة: يجب فتح أقفال السارية

ووضع لوحات الطرف السفلي واللوحات

الإشعاعية في زاوية تقارب

45 درجة قبل إمكانية رفع أو خفض أو استدارة

اللوحات. الوضع على زاوية

45 يؤكد أن اللوحات واسعة بما يكفي لإفساح

مجال لعمود التعليق.


2. عند استخدام وحدة تحكم الهاتف قم بضبط محلقات الستارة واللوحات للارتفاع التقريبي الخاص بموقع الوصول المتوقع (إشعاع، فخذ، بدال، أو خلافة) عندما يتم وضع المريض أخيراً.

3. ضع أو صل وحدة تحكم الهاتف بمكان مريح لجهاز M1128.

4. انتقل إلى الخطوة 5 لو اشترت M1128 مع ملحقات RAK أو CMA. لو لم تشتري انتقل إلى خطوة 9 للاستمرار في ضبط جهاز M1128 المستقل بدون ملحقات RAK أو CMA.

5. افتح قفل ستارة CMA للتعديل الرأسى من خلال إدارة مقبض لقط CMA لأعلى مباشرة. يمكن ضبط ستارة CMA المفتوحة لأعلى وأسفل عصا إرشاد CMA.

5. J. W. Hirshfeld and V. A. Ferrari, "2018 ACC/HRS/NASCI/SCAI/SCCT 5 الأيونى في التصوير القلبي: أفضل ممارسات للسلامة والفعالية"، 2018، <http://www.onlinejacc.org/content/early/2018/04/30/jacc.2018.02.016> (تم التوصل إليها في أغسطس 10، 2019).



6. اضبط ستارة CMA رأسياً من خلال تحريك عصا الستارة إلى الارتفاع المطلوب المتوقع **واغلق** الستارة من خلال إدارة مقبض لقط CMA لأسفل **مباشرةً**.

7. فك خطاف ستارة CMA من عصا ستارة CMA.

8. وجه ستارة ملحقات CMA للموقع المتوقع مع التفكير في موقع الوصول وضعية المريض.



9. فك أقفال عجلات M1128 في حالة كانت مغلقة.

إغلاق العجلات أثناء عمل إجراء قد يتسبب في تلف لم1128 أو يتداخل مع الاستخدام السليم له.



احذرا!

- الإعداد أثناء الاستخدام: لوحات M1128 والستائر الملحقة به يمكن وضعها بأمان في أية زاوية أثناء الاستخدام طالما أن هناك رجلاً موضوعة في الاتجاه العام لكل لوحة وستارة لتوزيع الوزن بشكل سليم ولثبات الجهاز ومنع الجهاز من الحركة.
- الإعداد أثناء النقل: لتحريك جهاز M1128 لموقع آخر، يجب أن يتم وضع الجهاز في وضع النقل (ص 39). يجب إنزال السارية أولاً في أدنى وضع ويجب ثني اللوحات والستائر الملحقة معاً وإغلاقها للأمام في اتجاه الحركة، ثم يجب ضبط وضعية الأرجل الأربعة في وضع النقل وإغلاقها بأقفال الأرجل ويجب تغطية الأرجل بأحذية النقل لمنع تغير زاويتها أثناء النقل. ثم يجب ضبط وضعية الأرجل الأربعة في وضع النقل وإغلاقها بأقفال الأرجل ويجب تغطية الأرجل بأحذية النقل لمنع تغير زاويتها أثناء النقل. يجب على الشخص الذي يحرك الجهاز أن يسير برفق إلى جانب الجهاز الذي يحمل شعار RampartIC لدفع عصا الجهاز والتحكم فيه أثناء النقل. عندما يكون الجهاز في وضع النقل ويتحرك بصورة صحيحة يكون ضيقاً بما يكفي للدخول عبر ممرات السير المعيارية.



تحذير:
خطر أثناء الاثناء



10. استخدم مجموعة الستارة المعقمة وفقاً للخطوات المطبقة في M1128 في الصفحة 52 ثم إرجع إلى الخطوة 11 أدناه.

11. قم أيضًا بضبط اللوحة الإشعاعية و لوحة الطرف السفلي والستائر الملحقة بوحدة تحكم الهاتف مع وضعك في الاعتبار لنقطة الوصول ووضعية وحجم المريض وارتفاع الطاولة وتفضيل الطبيب.
12. تأكد من أن حماية الجسم السفلي والجزء السفلي من الطاولة من الإشعاع مُحَقَقَة عند استخدام الطاولة.
ملحوظة: توصي Rampart^{IC} باستخدام الستائر المعادلة للرصاص من تحت الطاولة لتمتد بالكامل بين مصدر الإشعاع وبين أماكن الفريق الطبي أثناء الإجراء واثنين من واقيات البطن.
13. جهز وضعية المريض للإجراء.
14. غطِّ المريض والطاولة بالستارة كالمعتاد.
15. خفض طاولة الإجراء استعدادًا لوضع M1128 المحدد عند الضرورة.
16. أدر M1128 لتعديل الوضع الجسدي عند الضرورة.
17. ارفع طاولة الإجراء لتتلاقى حاجز إشعاع M1128 عند الضرورة.
18. خصص وضعية سارية ولوحات M1128 والستائر بعد تثبيت وضعية المريض وطاقم العمل والمعدات الأخرى والطبيب.

عند القيام بضبط نهائي للوحات والستائر وأثناء وجود المريض في وضع أخذ الأشعة، راقب دائمًا الحافة السفلية من اللوحة والستارة من حيث وجود المريض للوقاية من الإصابة. حافظ دائمًا على رؤية اللوحات والستائر والمعدات الأخرى من حيث اتصالها بالمريض أثناء تعديل وضعها.



احذر:
نقطة دق

19. ضع حصيرة Rampart^{IC} المضادة للإجهاد وفقًا لراحة الطبيب وطاقم العمل.
ملحوظة: تتوفر حصيرة Rampart^{IC} المضادة للإجهاد مع كل أجهزة M1128. لشراء المزيد من الحصائر المضادة للتعب، أرسل رسالة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني info@RampartIC.com.
20. ضع طاولة الفك و وحدات تحكم الهاتف الفلوروسكوبية وبدالات التحكم في مكانها على الأرض مع مراعات موقع رجل M1128 وتفضيل الطبيب والسلامة.

- الفشل في وضع أجهزة التحكم وأرجل M1128 في موضع آمن ومريح قد يؤدي إلى خطر تعثر طبيب أو الفريق الطبي في المختبر.
- انتبه دائمًا لوضعية أرجل M1128 والعجلات لتجنب التعثر عند التحرك حول الجهاز.



احذر:
خطر التعثر

21. **قم بعمل فحص للسلامة للتأكد من أن معدة حاجز الإشعاع في مكانها وتقليل فجوات نفاذ الأشعة تحت الطاولة وحول حاجز M1128 الإشعاعي.**
22. **قم بعمل تعديلات نهائية لـ M1128 عند الضرورة.**
23. **قم بعمل الإجراء الفلوروسكوبي.**
24. **عند اكتمال الإجراء، قم بضبط سارية ولوحات وستائر M1128 بوحدة تحكم الهاتف حتى تُسحب من طاولة الإجراء بدون التسبب في أذى للمريض أو المعدات.**

- الإعداد أثناء الاستخدام: لوحات M1128 والستائر الملحقة به يمكن وضعها بأمان في أية زاوية أثناء الاستخدام طالما أن هناك رجلاً موضوعة في الاتجاه العام لكل لوحة وستارة لتوزيع الوزن بشكل سليم وثبات الجهاز ومنع الجهاز من الحركة.
- الإعداد أثناء النقل: لتحريك M1128 لموقع آخر يجب وضعه في وضع وضع النقل (ص 39). يجب إنزال السارية أولاً في أدنى وضع ويجب ثني اللوحات والستائر الملحقة معاً وإغلاقها للأمام في اتجاه الحركة، ثم يجب ضبط وضعية الأرجل الأربعة في وضع النقل وإغلاقها بأقفال الأرجل ويجب تغطية الأرجل بأحذية النقل لمنع تغير زوايتها أثناء النقل. ثم يجب ضبط وضعية الأرجل الأربعة في وضع النقل وإغلاقها بأقفال الأرجل ويجب تغطية الأرجل بأحذية النقل لمنع تغير زوايتها أثناء النقل. يجب على الشخص الذي يحرك الجهاز أن يسير برفق بجانب الجهاز من الجانب الموجود فيه شعار Rampart^{IC} لدفع وتوجيه الجهاز أثناء النقل. عندما يكون الجهاز في وضع النقل ويتحرك بصورة صحيحة يكون ضيقاً بما يكفي للدخول عبر ممرات السير المعيارية.



تحذير:
خطر أثناء
الانتقاء

- عند القيام بضبط نهائي للوحات والستائر وأثناء وجود المريض في وضع أخذ الأشعة، راقب دائماً الحافة السفلية من اللوحة والستارة من حيث وجود المريض للوقاية من الإصابة. حافظ دائماً على رؤية اللوحات والستائر والمعدات الأخرى من حيث اتصالها بالمريض أثناء تجميع اللوحة أو الستارة أو تعديل وضع أية معدات أخرى.



احذر:
نقطة دق

25. **دحرج M1128 بحذر بعيداً عن المريض بما يكفي حتى يمكن إخراج المريض سلامة.**
26. **قم بإخراج المريض من حجرة الإجراء.**
27. **تخلص من طقم الستائر وفقاً لإرشادات الأخطار الكيميائية القياسية.**
28. **نظف (انظر التنظيف في صفحة 53) ووزن (انظر التخزين في صفحة 55) جهاز M1128.**
29. **اتبع الإرشادات المذكورة في دليل المستخدم لتحريك جهاز M1128 فيوضع النقل (ص 39).**

خطوات تطبيق الستارة M1128

خطوات تطبيق ستارة M1128 هذه التوجيهات خاصة بتغطية حاجز إشعاع M1128 بالستارة المشتري مع طقم ملحقات حاجز الإشعاع المرنة (M1128-RAK) ولو تم شراء ملحقات السارية المركزية (M1128-CMA). **اجتز الخطوات 2 و3 للستارة 2 لو كانت ملحقات السارية المركزية غير متضمنة في شرائك.**

- قم بإزالة الستائر 1 و2 و3 و4 من العبوة وضعها على طاولة الفك. هذه الستائر مغلقة ومرقمة لاستخدامها وفقاً لتعليمات الاستخدام الموجودة على البطاقات.
- قم بوضع الستائر 1 و2 و3 و4 ووفقاً لتعليمات الاستخدام الموجودة على بطاقات لا تتساهل مع أسلاك السحب.
- دع الستارة تطوق الستائر بشكل كافٍ دون الضغط على قلابات الستارة.

1. ضع الستارة 1 فوق اللوحة الشعاعية والستارة الشعاعية.	الستارة 1: ثني اليسار
2. ضع الستارة 2 فوق مجموعة CMA بأكملها بدءاً من أسفل الملحق متحركاً لأعلى فوق الجزء العلوي.	الستارة 2: يمين الجزء السفلي الستارة
3. قم بربط الرباط الأزرق الموجود أعلى مجموعة CMA	
4. ضع الستارة 3 فوق لوحة الطرف السفلي ، وأعلى الصاري ، وستارة الطرف السفلي.	الستارة 3: يمين
5. شد الرباط الرمادي.	ثني الستارة
ملاحظة: تأكد من أن قفل السلك وسلك الثني لا يلمسان السارية.	
6. قم بإزالة الجزء العلوي الأيسر من الشريط اللاصق من الستارة 4	
7. ضع اللاصق الأيسر على الجزء العلوي الخلفي من اللوحة الشعاعية والستارة ، على بعد حوالي 8 بوصات من الصاري.	
8. قم بإزالة الجزء العلوي الأيمن من الشريط اللاصق من الستارة 4	
9. ضع الشريط اللاصق الأيمن على الجزء العلوي الخلفي للوحة الطرف السفلي والستارة ، على بعد حوالي 8 بوصات من الصاري ، مع التأكد من الحفاظ على الركود على طول الجزء العلوي من الستارة 4 وبين اللاصق الأيمن والأيسر.	الستارة 4: مركز الستارة
ملاحظة: يسمح الحفاظ على الركود في الجزء العلوي من الستارة 4 بإمكانية ضبط الصاري وتجنب التسبب في حدوث شد على الألسنة اللاصقة.	
10. قم بإزالة الدعامة اللاصقة المتبقية من الستارة 4	
11. قم بتأمين بقية الدعامة البطانة(الستارة) 4 لتغطية الصاري بالكامل.	

ملحوظة: تُباع الستائر بشكل منفصل في Rampart^{IC} ولا يتضمنها شراء M1128. فيديو تدريبي يوضح كيفية استخدام مجموعة الستائر متوفر على www.RampartIC.com/training.

الصيانة

يحتاج جهاز M1128 Rampart^{IC} إلى تنظيف ما بعد الإجراء وفحوصات روتينية وإصلاحات من طاقم عمل Rampart^{IC} المصرح له بذلك للحفاظ على أداء مثالي.

- جهاز M1128 ثقيل ويجب توخي الحذر عند التعامل معه.
- الفشل في الحفاظ على التحكم في الجهاز أثناء تحريكه قد يؤدي إلى إصابة الأشخاص وتلف الممتلكات.
- يجب أن يتم تدريب طاقم العمل الذي يعمل مع أنظمة M1128 بصورة سليمة.
- يجب أن يتم تجميع جهاز M1128 أو عمل إصلاحات أو صيانة له من قبل طاقم عمل Rampart^{IC} أو من يُصرح لهم بذلك من قبل Rampart^{IC}.



احذر:
خطر الإصابة بمعدة
ثقيلة

التنظيف

يجب تنظيف M1128 Rampart^{IC} وتعقيمه بالكامل وفقًا لممارسات غرفة العمليات القياسية وإرشادات السيطرة على الأمراض والوقاية منها. نظف كل جزء بعد الاستخدام وقبل الصيانة. واستخدم دائمًا أطقم ستائر يمكن التخلص منها للحفاظ على التعقيم أثناء الإجراءات ثم تخلص منها بعد ذلك.

- جهاز M1128 ثقيل ويجب توخي الحذر عند التعامل معه.
- الفشل في الحفاظ على التحكم في الجهاز أثناء تحريكه قد يؤدي إلى إصابة الأشخاص وتلف الممتلكات.
- يجب أن يتم تدريب طاقم العمل الذي يعمل مع أنظمة M1128 بصورة سليمة.
- يجب أن يتم تجميع جهاز M1128 أو عمل إصلاحات أو صيانة له من قبل طاقم عمل Rampart^{IC} أو من يُصرح لهم بذلك من قبل Rampart^{IC}.



احذر:
خطر الإصابة بمعدة
ثقيلة

- عند تنظيف اللوحات الأكليريك أو الستائر لا تستخدم أبدًا إسفنجات كاشطة أو حادة أو الصوف الحاد أو الفرش أو وسادات التنظيف.
- عند تنظيف أي مكون من جهاز M1128 لا تستخدم أبدًا الكواشط أو أي أدوات معدنية من أي نوع.



احذرا!

ستتلف لوحات وملحقات ستائر M1128 بصورة دائمة لو تم تنظيفها بمنظفات كاشطة. **عند تنظيف اللوحات الأكليريك و الستائر، لا تستخدم أبدًا أيًا من المنظفات التالية:**

- فوط ورقية أو أقمشة من الكتان
- المناديل الكحولية
- مناشف⁶ مطهرة Sporidican
- إسفنجات كاشطة أو حادة أو الصوف الحاد أو الفرش أو وسادات التنظيف أو الأدوات المعدنية. **احذرا!**
- المنظفات أو الكواشط القوية مثل مساحيق التنظيف
- منظفات الأيروسول مع محلول بوتيل⁷
- المذيبات الهيدروكربونية أو المكثورة أو الأمونيا (أكثر من 0.5%) أو المنظفات القلوية القوية
- المنظفات المصممة لتنظيف الشخم
- الماء أو البخار الساخن بشدة

التنظيف

نظف جهاز M1128 من خلال مسحه بقماشة ناعمة ومنظف إنزيمي بدرجة حموضة محايدة (درجة حموضة نموذجية 6-8) مقطر في الماء.

التعقيم

عقم جهاز M1128 باستخدام واحد مما يلي:

- كحول أيزوبروبيل بنسبة تركيز 70% أو أقل (قم بتجفيف اللوحات والستائر على الفور بعد الاستخدام)
- مناديل مبيد الجراثيم Sani-HyPerCide⁸
- مناديل مبيد الجراثيم Super Sani-Cloth⁹
- المناديل المعقمة CaviWipes 2.0¹⁰

ملحوظات:

- استخدام دائمًا منتجات المسح أو المنظفات وفقًا لمحاذير السلامة واتبع الإرشادات المقدمة من المصنِّع.
- قد يتسبب استخدام منتجات التعقيم في تغيير لون اللوحة مع مرور الوقت.
- أقمشة تنظيف Rampart[®] مصممة للتنظيف الآمن للوحات وستائر M1128 وبشراؤها متوفر. للشراء، راسلنا على info@RampartIC.com.

⁶Sporidican هي علامة تجارية مسجلة لـ Contec, Inc.
⁷ Butyl Cellosolve™ هي علامة مسجلة لشركة Dow للكيماويات.
⁸ Sani-HyPerCide هي علامة مسجلة لـ PDI
⁹ Super Sani-Cloth هي علامة مسجلة لـ PDI
¹⁰ CavWipes هي علامة مسجلة لـ Metrex Research LLC

التخزين

توصي Rampart^{IC} بنقل وتخزين M1128 فيوضع النقل (ص 39) بسبب ثبات وتوفير المساحة الخاصة بالأقدام التي يوفرها هذا الإعداد.

1. تأكد من تنظيف M1128 (انظرالتنظيففي ص 53) قبل التخزين.
 2. انقل M1128 لوضع النقل (ص 39) لـحجرة التخزين المخصصة له إلى جانب مختبر القسطرة أو لموقع آخر مناسب به حركة ونشاط قليل وحيث يكون هناك مخرج كهرباء جداري مقياسي.
 3. ضع قابس الشحن للبطارية لشحنها أثناء عدم استخدام M1128. انظرالشحنفي صفحة 43.
- ملحوظة:** يمكن أن يبقى M1128 متصلًا بالكهرباء في أي مكان لو لم يُستخدم للحفاظ على الشحن بأمان بالكامل.

- يجب ملء بطارية M1128 بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 12 شهراً.
- يجب شحن جهاز M1128 لمدة 10 ساعات للحصول على شحن كامل.
- أفضل حاجز الإشعاع M1128 دائماً عن الكهرباء قبل النقل أو الاستخدام.



احذرا!

الرقابة الوقائية

توصي Rampart^{IC} بعمل رقابة صيانة وقائية سنوية من قبل أحد المختصين المصرح لهم من Rampart^{IC}. يجب إجراء فحص الجودة باستخدام المعايير الواردة في الخطوة 2 أدناه قبل كل استخدام لـ M1128. إذا فشل الجهاز في فحص الجودة، فيرجى الاتصال بممثل معتمد من Rampart^{IC}.

1. تأكد من أن جهاز M1128 نظيفاً (انظرالتنظيففي صفحة 53) قبل إجراء الرقابة الوقائية.
2. راقب اللوحات والستائر والسارية والوحدة المتحركة لتتأكد من:
 - a. أن كل الأجزاء مربوطة بإحكام.
 - b. العجلات تدور بسلاسة.
 - c. يمكن ضبط أرجل الدعم بسهولة.
 - d. لا توجد شروخ أو تلفيات في أي من الستائر أو اللوحات.
 - e. ملحقات الستارة واللوحات تدور بسهولة حول السارية.
 - f. المحركات تعمل بشكل جيد في رفع وخفض ملحقات الستارة واللوحه.
3. سيتم إجراء صيانة وقائية تتبع خطة الصيانة الخاصة بالمعدات لتتماشى مع سياسات وإجراءات المؤسسة المتعلقة بفحص الحماية. سيقوم فريق خدمة Rampart بإجراء فحص عيني للعناصر المخففة لتحديد مدى ملاءمتها. إذا كانت المؤسسة مستعدة لتشغيل معدات التنظير الفلورية، فسيتم إجراء هذا الاختبار من خلال موظفي المؤسسة.

4. سيقوم الممثل المعتمد من Rampart^{IC} بأداء أو بتحديد وقت للإصلاحات الضرورية بما في ذلك طلب استبدال قطع غيار.

قطع الغيار والملحقات

رقم قطعة الغيار	الوصف
M1128-RTV	نسخة الطاولة اليمنى لحاجز الإشعاع M1128
M1128-UIG	دليل المستخدم والتثبيت M1128
M1128-AFM	حصيرة مضادة للإرهاق M1128
M1128-RCC	قماش تنظيف Rampart M1128
M1128-RAK	مجموعة الملحقات المرنة لحاجز الإشعاع M1128-RTV
M1128-CMA	مجموعة ملحقات السارية المركزية M1128-RTV
M1128-LWK	مجموعة خفض M1128
M1128-CDK	مجموعة الستارة M1128

مقترحات

أرجل قابلة للتعديل

أرجل M1128 قابلة للتعديل لتناسب مع عدد من الاحتياجات والمواقف. أضافت Rampart^{IC} عدد الأرجل وبطاقات مؤشر زاوية الرجل لقاعدة M1128 لمرجعية سهلة. قد يكون من المفيد والأكثر فعالية لطاقم العمل استخدام بطاقات مؤشر الزاوية والترقيم الموجود على الأرجل لملاحظة تفضيلات وضعية الرجل للأطباء المختلفين والاختيار الأفضل للإجراءات المتنوعة. قبل النقل يجب تحريك الأرجل الأربعة لوضعية النقل وغلقتها لتجنب تغير زاويتها أثناء الحركة. عند الوصول إلى مختبر القسطرة، يمكن فتح أفعال الرجل للتعديل عند الضرورة. يمكن أن يحتفظ الطبيب والفني بأيديهم معقمة من خلال ضبط الأرجل غير المقفلة بأقدامهم.

حماية ما تحت وما فوق الجسم السفلي للطاولة

يتطلب Rampart^{IC} باستخدام الحاجز الوقائي المعياري المعادل للخصائص الموجودة تحت الطاولة إلى جانب حاجز إشعاع M1128 مثل درع Rampart^{IC} L148 مثبت على الطاولة المتاح للشراء من خلال Rampart^{IC} عند استخدام الجهاز في الإعداد الصحيح، سيتم تحصين الطبيب وفني المختبر من 98% إلى 99.9% من التعرض للإشعاع. . يسهل هذا حرية الحركة أثناء الإجراءات لطاقم العمل والطبيب.

وضع النقل

لتحقيق نقل يسير من حجرة لحجرة، يجب إعداد M1128 دائمًا على وضعوضع النقل (ص 39) قبل الحركة. في هذا الوضع تكون اللوحة الإشعاعية ولوحة الطرف السفلي والستائر الملحقة في أدنى وضع لها ومطوية معًا بالاتجاه الأمامي. يجب وضع الأرجل الأربعة في وضع النقل كما هو مُشار من قبل السهم الموجود على كل رجل وبطاقة زاوية الرجل ويجب قفل الأرجل. يجب إنزال القدم الممتدة. وضع النقل مثالي أيضًا للتخزين بسبب تحقيق الثبات ومساحة أصغر للقدم.

ضمان محدود

تضمن Rampart^{IC} للعملاء أن هذا المنتج المصنوع من قبل Rampart^{IC} والمبيع للعميل سيكون خاليًا من أية عيوب في الخامات أو الصناعة لمدة عام بعد تسليمه للعميل. لا يُطبق هذا الضمان على أية منتجات تعرضت لسوء استخدام أو تثبيت غير سليم أو إصلاح أو تعديل أو إهمال أو حادثة أو ظروف تشغيل غير عادية أو تحت أية ظروف أخرى غير تلك المصممة هذه المنتجات لأجلها.

باستثناء الضمان المحدود سالف لاذكر لا يقدم البائع أية ضمانات أخرى سواء صريحة أو ضمنية بما في ذلك ضمانات الملاءمة والتسوق.

التخلص من النفايات

أبقى المغناطيس الأرضي النادر بعيدًا عن أي شخص بمحدد خطوة وبعيدًا عن الوسائط المغناطيسية. تخلص من المغناطيس الأرضي النادر وفقًا للقوانين المحلية والفيدرالية.



تحذير:
المغناطيس الأرضي
النادر

يحتوي نظام Rampart^{IC} M1128 على لوحات وستائر معادلة للخصائص ومغناطيس أرضي نادر وبطارية قابلة للشحن. يجب التخلص من النظام وكل المحتويات بأسلوب آمن بيئيًا وفقًا للقوانين المحلية والدولية والفيدرالية المعمول بها.



RAMPART IC

M1128

1500 Urban Center Drive, Suite 140, Birmingham, Alabama USA
الدعم الفني (833) 978-0052, مكتب (205) 236-3000

info@RampartIC.com

www.RampartIC.com



CS Lifesciences Europe, Limited
The Black Church, St. Mary's Place
Dublin 7, Dublin, D07P4AX, Ireland
eurep@cslifesciences.com

